

CUIDANDO DO SEU BEM-ESTAR.



DILEPÉ  [®]

Conheça a Dilepé

Sr. Pietro Acocella e a Fundação da Dilepé

Nascido em 25 de março de 1932, na cidade de Andretta, na Itália, Pietro Acocella desde cedo revelou um talento singular na arte da sapataria. Aos 21 anos, em 1953, impulsionado pela busca por novas oportunidades, embarcou em uma jornada que o levaria para terras brasileiras. Após 24 dias de travessia em alto mar, Pietro desembarcou no Porto de Santos, onde começaria a escrever um novo capítulo de sua vida.

Após décadas de dedicação em uma empresa ortopédica, em 1976, Pietro fundou, junto com sua família, a Pegin, sua primeira incursão no mundo dos materiais ortopédicos. Contudo, foi apenas em 1993 que seu verdadeiro grande projeto tomou forma: a Dilepé Indústria e Comércio de Materiais Ortopédicos. Nascia assim uma empresa que se tornaria sinônimo de excelência e inovação no setor de saúde, especialmente em ortopedia.

A Ascensão da Dilepé como Líder do Setor

Sediada em São Paulo, a Dilepé rapidamente se estabeleceu como pioneira no desenvolvimento de soluções ortopédicas de vanguarda. Ao longo de três décadas, a empresa familiar empenhou-se incessantemente em aprimorar a qualidade de seus produtos, impulsionada por uma filosofia de pesquisa e desenvolvimento contínuos. Esse compromisso inabalável com a inovação tecnológica permitiu que a Dilepé oferecesse soluções avançadas, adaptadas às necessidades em constante evolução dos pacientes e profissionais da área.


Reconhecimento e Legado

Reconhecida internacionalmente pela qualidade e confiabilidade de seus produtos, a Dilepé conquistou uma posição de destaque no mercado de materiais ortopédicos, hospitalares, cirúrgicos e de proteção individual. Fundada sobre valores de integridade e especialização, a empresa é hoje líder indiscutível em seu setor. Desde sua fundação, a Dilepé tem se mantido na vanguarda das inovações, comprometida com a melhoria contínua da saúde e bem-estar dos pacientes.

Após o falecimento de Pietro Acocella em 2019, o legado da empresa familiar continua a inspirar gerações futuras, perpetuando sua visão empreendedora e seu compromisso com a excelência e a paixão pelo serviço.



LINHA DO TEMPO



Sr. Acocella



ANDRETTA
(Província de Avelino)
Itália

Na cidade de Andretta, província de Avelino, na Itália, que o casal de italianos Angelo Raffaele Acocella e Maria Antonia Guglielmo, trouxe ao mundo, no ano de 1932, no dia 25 de março: Pietro Acocella (Sr. Acocella).

Jovem
**PIETRO
ACOCELLA**



Desde a sua adolescência, esse promissor garoto desenvolveu o talento na sapataria.

RUMO AO BRASIL

Em 1953, no dia 16 de fevereiro, o Sr Acocella, viajou rumo ao Brasil, em busca de oportunidades. Foram 24 dias navegando em um navio de guerra. O desembarque foi no Porto de Santos.



A PRIMEIRA INDÚSTRIA

Em 1956, começou a trabalhar em uma empresa do ramo ortopédico. Permaneceu por 19 anos. Seu último cargo foi encarregado. Sempre determinado pelos seus objetivos, o Sr. Acocella, fundou, em parceria, no ano de 1976, sua primeira indústria e comércio de materiais ortopédicos Pegin.

O GRANDE PROJETO

No ano de 1993, a Pegin encerrou suas atividades. E foi dado início ao seu novo projeto, a **Dilepé Indústria e Comércio de Materiais Ortopédicos**.



NOVA GERAÇÃO

Enquanto o Sr. Acocella estava conosco, foi concedido aos seus 5 filhos a direção e administração da atual gestão da marca.

EMPRESA GENUÍNA

A Dilepé obtém o reconhecimento nacional e na América Latina, graças, também, ao empenho de todos os funcionários.



LEGADO

O **Sr. Acocella** construiu uma marca histórica e deixou um legado que vai durar para sempre.

♥ ★
25.3.1932 | 23.01.2019

LOCAL GUIDES

DILEPÉ®

BAMBINI (INFANTIL)

CABEÇA

TRONCO

MEMBROS SUPERIORES

QUADRIL E COXA

MEMBROS INFERIORES

LOCOMOÇÃO

ACESSÓRIOS ORTO



SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| BAMBINI (infantil) | 07 |
| CABEÇA | 13 |
| Colares Cervicais..... | 14 |
| TRONCO | 17 |
| Educadores Posturais..... | 18 |
| Faixas Torácicas..... | 20 |
| Cintas Ortopédicas..... | 22 |
| Coletes e Suporte Lombar..... | 24 |
| Tipoia..... | 26 |
| MEMBROS SUPERIORES | 29 |
| Talas e Desportos para Punho e Cotovelo..... | 30 |
| QUADRIL E COXA | 37 |
| Suporte para Quadril e Coxa..... | 38 |
| MEMBROS INFERIORES | 41 |
| Joelheiras e Tiras Subpatelares..... | 42 |
| Imobilizadores de Joelho..... | 44 |
| Tornozelo e Reabilitação do Pé..... | 46 |
| Calçados e Acessórios..... | 50 |
| Cuidado com os Pés..... | 54 |
| LOCOMOÇÃO | 59 |
| Bastões e Acessórios..... | 60 |
| Muletas e Acessórios..... | 62 |
| Andadores e Acessórios..... | 64 |
| AUXÍLIO AO LEITO | 67 |
| Banco e Acessórios..... | 68 |
| ACESSÓRIOS ORTOPÉDICOS | 69 |

Escolha a

DILEPÉ  [®]

como parceira.



Entre em contato com o nosso
comercial: +55 (11) 3577.7245





DILEPÉ
BAMBINI  [®]

[IR PARA MENU](#)

TECH FOOT

BOTA IMOBILIZADORA - MODELO MONSTRO
DL044



NILDINHO



FLORINHA



TEDDY



DILÉO

TEDDY

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, tiras de fechamento através de fechos de contato e refil em espuma dublada em tecido felpudo. Acompanha capa para o pé em espuma com garras em poliuretano.

NILDINHO

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, tiras de fechamento através de fechos de contato e refil em espuma dublada em tecido felpudo. Acompanha dois chifres em espuma.


DILÉO

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, tiras de fechamento através de fechos de contato e refil em espuma dublada em tecido felpudo. Acompanha três cristas em espuma.

FLORINHA

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, tiras de fechamento através de fechos de contato e refil em espuma dublada em tecido felpudo. Acompanha uma trança em tecido felpudo.

Indicadas nos casos de luxações e entorses de tornozelo. Dependendo da indicação médica pode substituir o gesso.
Cores: Verde, Azul, Rosa e Marrom | **Tamanho:** Infantil (26 ao 32)



APARELHO ELÁSTICO

PARA ROTAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES | DL030

Confeccionado em elástico resistente, ajuste de regulagem na cintura por meio de regulador metálico com fixação através de fecho de contato e alças elásticas para os pés.

Indicado na correção da rotação interna ou externa dos membros inferiores através da reeducação da postura.

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--|-----------|--------------------|
| Tamanho | INF-P-M-G-GG | | | Cor | Azul | |
| Circunferência Cintura | | | | Comprimento do elástico (perna) | | |
| Infantil | Até 42 cm | M Até 62 cm | GG Até 82 cm | Infantil | Até 44 cm | M Até 64 cm |
| P | Até 52 cm | G Até 72 cm | | P | Até 54 cm | G Até 84 cm |



TECH FOOT

Bota Imobilizadora - Espacial/Astronalta | DL044

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, tiras de fechamento através de fechos de contato e refil em espuma dublada em tecido de algodão estampado.

Indicada nos casos de luxações e entorses de tornozelo. Dependendo da indicação médica pode substituir o gesso.

| | |
|----------------|------------------|
| Tamanho | Infantil (26/32) |
| Cor | Azul com estampa |



COLAR CERVICAL NOTURNO

DL175

Confeccionado em espuma anatômica de alta densidade, forrado com tecido de algodão e fixação através de fecho de contato.

Indicado para torcicolos, artrites, traumatismos e outras afecções da coluna cervical.

| | |
|----------------------|------------------|
| Tamanho | Infantil |
| Circ. pescoço | Até 43 cm |
| Altura | 7 cm |
| Cor | Azul com estampa |



ESPALDEIRA PARA POSTURA

EM BRIM | DL280

Confeccionada em tecido de algodão com mola interna plana de aço, alças almofadadas, elástico resistente e fixação através de fechos de contato frontais.

Indicada na correção de postura dos ombros e tratamento da cifose torácica postural e juvenil.

| | |
|--------------------|------------------|
| Tamanho | Infantil |
| Cor | Azul com estampa |
| Circ. tórax | Até 50 cm |



FRALDA DE FREJKA

DL320

Confeccionada em tecido de algodão com forração interna, cadarços laterais e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas luxações e sub-luxações congênitas do quadril. Uso preventivo nos primeiros meses de vida.

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Tamanhos | P-M-G | Alt. Máx | Alt. Mín | Largura |
| Cor | Azul com estampa | P | 32 cm | 30 cm |
| | | M | 37 cm | 35 cm |
| | | G | 41 cm | 39 cm |



FUNDA PARA HÉRNIA UMBILICAL

INFANTIL | DL354

Confeccionada com elástico resistente, almofada umbilical de micro espuma e fixação através de fecho de contato.

Indicada na sustentação da hérnia na região do umbigo, evitando o crescimento da mesma. Não recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.

| | |
|----------|-------|
| Tamanhos | P-M-G |
| Cor | Azul |

| Circunferência da cintura | |
|---------------------------|-----------|
| P | Até 45 cm |
| M | Até 50 cm |
| G | Até 55 cm |



IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO

INFANTIL | DL389

Confeccionado em tecido de algodão duado com espuma macia, barbatanas posteriores de duralumínio e laterais de PVC, tira de elástico central e faixas com fixação através de fechos de contato.

Indicado nas afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado, luxações, instabilidade do joelho, pós-operatório quando necessária a imobilização do joelho e no auxílio para o treino em ortostatismo.

| | |
|----------------------|------------------|
| Tamanho (Altura) | 40 cm |
| Circunf. Coxa | Até 40 cm |
| Circunf. Panturrilha | Até 30 cm |
| Cor | Azul com Estampa |



SUSPENSÓRIO DE PAVLIK

DL542

Confeccionado em tecido de algodão, possui regulagens de altura e largura através de fechos de contato.

Indicado nas luxações e subluxações congênitas do quadril (quando ausente quadro de instabilidade relevante).

| Tamanhos | | Infantil-P-M-G | |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Circunferência Cintura | | Altura (ombro-pé) | |
| Infantil | Até 40 cm | Infantil | Até 45 cm |
| P | Até 46 cm | P | Até 50 cm |
| M | Até 52 cm | M | Até 55 cm |
| G | Até 58 cm | G | Até 60 cm |
| Cor | Azul com Estampa | | |



TALA DE TECIDO

PARA PUNHO BILATERAL | DL558

Confeccionado em tecido de algodão duado com lona rígida, orifício bilateral para o polegar, reforço interno de plástico rígido e passadores metálicos para regulagem através de fechos de contato.

Indicado para tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização e imobilização.

| | |
|----------------|------------------|
| Tamanho | Infantil |
| Circunf. Punho | Até 19 cm |
| Cor | Azul com Estampa |



TIPOIA IMOBILIZADORA

DUPLA BAMBINI | DL654

Confeccionada em brim estofado, possui suporte da cintura, fechos plásticos de manipulação com uma só mão e fixação com fechos de contato bilaterais.

Indicada na imobilização do membro superior, contusões, luxações, fraturas do úmero, fraturas de cotovelo, bursites e sequelas de AVC.

| Tamanho | | Infantil |
|---------|------------------|----------|
| Cor | Azul com Estampa | |



**DENNIS BROWN FIXO
DC023**

O Aparelho Dennis Brown Fixo Bambini - DC023 é usado para tratamento de pé torto congênito, entre outras patologias, e está de acordo com o método Ponseti. Este Aparelho é apenas uma parte sendo o restante composto por uma sapatilha de couro ou uma AFO que posiciona o pé/perna em abdução e rotação externa. O Aparelho deverá ser prescrito por um médico e o mesmo determina o tempo e o modo de uso. Deve sempre ser cumprido o tempo de uso diário prescrito pelo médico. O técnico ortopédico mede e ajusta o Aparelho no usuário sendo ele o responsável pelo correto funcionamento do mesmo. Não existem contraindicações ao uso desde que prescrito por um médico.

NOTA: Sapatilha vendida separadamente



**DENNIS BROWN ARTICULADO
DC024**

O Aparelho Dennis Brown Articulado Bambini - DC024 é usado para tratamento de pé torto congênito, entre outras patologias, e está de acordo com o método Ponseti. Este Aparelho é apenas uma parte sendo o restante composto por uma sapatilha de couro ou uma AFO que posiciona o pé/perna em abdução e rotação externa. O Aparelho deverá ser prescrito por um médico e o mesmo determina o tempo e o modo de uso. Deve sempre ser cumprido o tempo de uso diário prescrito pelo médico. O técnico ortopédico mede e ajusta o Aparelho no usuário sendo ele o responsável pelo correto funcionamento do mesmo. Não existem contraindicações ao uso desde que prescrito por um médico.

NOTA: Sapatilha vendida separadamente



DILEPÉ®



CABEÇA

Os colares cervicais Dilepé® são constituídos de material confortável e anatômico. Possuem fixação através de fechos de contato que proporcionam praticidade no momento do posicionamento, podendo apresentar ainda perfurações para transpiração, bem como um orifício para procedimento de traqueostomia.

[IR PARA MENU](#)



**COLAR CERVICAL AMERICANO
DL160**

Confeccionado em polipropileno flexível e resistente, estofado nas bordas, almofada sobre o esterno, orifícios que facilitam a transpiração e fechamento através de fecho de contato

Indicado nos traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

| Tamanhos | INF | P | M | G |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 33 cm | Até 39 cm | Até 47 cm | Até 58 cm |
| Cor | Branco | | | |



**COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO
DL165**

Confeccionado em polipropileno flexível e resistente, estofado nas bordas, apoio mentoniano para reduzir os movimentos, almofada sobre o esterno, orifícios que facilitam a transpiração e fechamento através de fecho de contato.

Indicado nos traumatismos, cervicalgias, torcicolos, artrites, artroses, pós-operatórios e outras afecções da coluna cervical.

| Tamanhos | INF | P | M | G |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 41 cm | Até 43 cm |
| Cor | Branco | | | |



**COLAR CERVICAL MINERVA
DL170**

Confeccionado em copolímero rígido moldado, apoios anteriores e posteriores estofados, esticadores para regulagem de altura e fixação através de tiras de fechos de contato com fivelas plásticas.

Indicado nos casos de traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Tamanho | Único |
| Circunf. Pescoço | Até 64 cm (ajustável) |
| Cor | Branco |



**COLAR CERVICAL NOTURNO
DL175**

Confeccionado em espuma de alta densidade, revestido com malha de algodão e fixação através de fecho de contato.

Indicado Indicado nos traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e somatizações da região.

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunferência do pescoço | Até 52 cm | | |
| Tamanhos | P | M | G |
| Altura frente | Até 8 cm | Até 10 cm | Até 12 cm |
| Cor | Branco | | |

Tamanho infantil. Linha Bambini.



**COLAR CERVICAL NOTURNO
DL177**

Confeccionado em espuma de alta densidade, revestido com malha de algodão e fixação através de fecho de contato.

Indicado nos traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e somatizações da região.

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunferência do pescoço | Até 52 cm | | |
| Tamanhos | P | M | G |
| Altura frente | Até 8 cm | Até 10 cm | Até 12 cm |
| Cor | Azul | | |




COLAR CERVICAL PHILADELPHIA LONGO

DL180

Confeccionado em espuma de polifórmio. Proporciona controle de flexão, extensão e rotação. Perfurado para melhor ventilação. Possui orifício para traqueostomia e fechamento através de fecho de contato.

Indicado nos traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

| Tamanhos | INF | P | M | G |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 23 cm | Até 30 cm | Até 35 cm | Até 45 cm |
| Cor | Bege | | | |



COLAR CERVICAL PHILADELPHIA CURTO

DL181

Confeccionado em espuma de polifórmio. Proporciona controle de flexão, extensão e rotação. Perfurado para melhor ventilação. Possui orifício para traqueostomia e fechamento através de fecho de contato.

Indicado nos traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.

| Tamanhos | P | M | G |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 27 cm | Até 34 cm | Até 37 cm |
| Cor | Bege | | |



COLAR CERVICAL RESGATE

DL182

Confeccionado em polipropileno flexível e resistente, revestimento interno com espuma de E.V.A. macia, apoio mentoniano, orifício frontal para procedimento de traqueostomia e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para suportar o pescoço nos casos de lesão traumática da cabeça ou pescoço, principalmente onde há necessidade de remoção da vítima, e pode ser usado ainda para tratar condições médicas crônicas.

| Tamanhos | P | M | G |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 53 cm | Até 56 cm | Até 59 cm |
| Altura | 11 cm | Cor | Branco |





COLAR CERVICAL MIAMI

DL185

Confeccionado em plástico semirrígido, revestimento interno com espumas macias removíveis para melhor higienização, apoio mentoniano, orifício frontal para traqueostomia e fechamento através de fechos de contato.

Indicado na imobilização da coluna cervical, cirurgia pré e pós-coluna vertebral e precaução da coluna cervical em pacientes com trauma.

| Tamanhos | INF | P | M | G |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Pescoço | Até 44 cm | Até 47 cm | Até 50 cm | Até 53 cm |
| Altura Frente | 12 cm | | 14 cm | 15 cm |
| Altura Atrás | 14 cm | | 15 cm | |
| Cor | Branco com Azul | | | |



TRAÇÃO CERVICAL

DB605

Confeccionado com suportes metálicos, sistema de roldana, cordão de nylon, bolsa para contrapeso de até 6 kg e mentoneira em tecido sintético.

Indicado em caso de artroses e afecções da região cervical. Pode ser utilizada em hospitais, clínicas ou uso doméstico (com orientação médica).

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tamanho | Único |
| Bolsa para contrapeso | 22 cm x 28 cm |
| Cor | Bege |



FAIXA ANTI RONCO

DE550

Confeccionado em neoprene revestido e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para a prevenção do ronco e da apneia do sono, pois mantém a boca fechada por toda a noite.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Circunferência total | Até 60 cm |
| Cor | Preto |

DILEPÉ®



Os produtos ortopédicos da Dilepé® são reconhecidos pela sua qualidade e eficiência, atendendo às necessidades específicas dos usuários. Os educadores posturais e imobilizadores de clavícula oferecem conforto, resistência e durabilidade, com ajuste fácil através de fechos de contato. As faixas torácicas, disponíveis em PVC ou neoprene, auxiliam na correção da postura e recuperação de lesões no tórax. As cintas elásticas destacam-se pela elasticidade e segurança, podendo incluir barbatanas de alumínio para estabilidade. Os coletes e suportes lombares proporcionam estabilização e correção, com ajustes precisos via fechos de contato. Por fim, as tipóias imobilizadoras garantem conforto e praticidade, com regulagens simples e uso bilateral. Todos os produtos Dilepé são desenvolvidos com materiais de alta qualidade para proporcionar máximo conforto e eficácia aos usuários.

TRONCO

[IR PARA MENU](#)



ESPALDEIRA

PARA POSTURA EM BRIM | DL280

Confeccionada em tecido de algodão com mola interna plana de aço, alças almofadadas, elástico resistente e fixação através de fechos de contato frontais.

Indicada na correção de postura dos ombros e tratamento da cifose torácica postural e juvenil.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Tórax | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 120 cm |
| Cor | Bege | | | |

Tamanho infantil (linha BAMBINI)



ESPALDEIRA MAURY | DL284

Confeccionada em tiras de algodão, passantes metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na correção de postura dos ombros.

| | |
|---------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Circunf. Alça | Até 80 cm |
| Cor | Branco |



ESPALDEIRA POSTURAL

TIPO MOCHILA | DL285

Confeccionada com almofadas axilares de espuma atalhada, talas anatômicas posteriores e fixação através de fechos de contato.

Indicada na correção da postura dos ombros e tratamento da cifose torácica postural juvenil.

| Tamanhos | P/M | G/GG |
|----------------|-----------|-----------|
| Circunf. Alça | Até 65 cm | Até 70 cm |
| Circunf. Torax | Até 85 cm | Até 90 cm |
| Cor | Branco | |



EDUCADOR POSTURAL | DL286

Confeccionado em tiras de algodão, passantes metálicos, almofadas axilares em espuma e fixação através de fechos de contato.

Indicado na presença de cifose torácica e correção de postura dos ombros em virtude de posição viciosa.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Tórax | Até 75 cm | Até 85 cm | Até 95 cm | Até 105 cm | Até 115 cm |
| Cor | Branco | | | | |



ESPALDEIRA ELÁSTICA

SIMPLES | DL289

Confeccionada em elástico resistente, almofadas axilares de espuma e fixação através de fechos de contato.

Indicada no auxílio da reeducação postural, prevenindo e tratando problemas decorrentes de uma postura incorreta, como hipercifose.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Tórax | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 120 cm |
| Cor | Bege | | | |



ESPALDEIRA ELÁSTICA
PARA POSTURA | DL290

Confeccionada em elástico resistente, almofadas axilares de espuma, apoio posterior e fixação através de fechos de contato.

Indicada no auxílio da reeducação postural, prevenindo e tratando problemas decorrentes de uma postura incorreta, como hipercifose torácica postural e juvenil, e no tratamento de dores na coluna.

| Tamanhos | P | M | G |
|----------------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Tórax | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm |
| Circunf. Alça | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm |
| Cor | Bege | | |



IMOBILIZADOR EM OITO
PARA CLAVÍCULA | DL370

Confeccionado em tiras de algodão, regulador metálico e almofadas axilares.

Indicado para imobilização e alinhamento das fraturas da clavícula.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Circunf. Tórax | Até 55 cm | Até 65 cm | Até 85 cm | Até 95 cm | Até 115 cm |
| Cor | Branco | | | | |



FAIXA TORÁCICA

15 centímetros | **DL300**
 20 centímetros | **DL310**
 25 centímetros | **DL315**

Confeccionada em laminado de PVC e fixação através de fecho de contato.

Indicada nas fraturas de costelas, contusões ou pós-cirúrgicos.



| Circunferência Tórax | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| Modelos | Altura | P | M | G | GG |
| DL300 | 15 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm | Até 120 cm |
| DL310 | 20 cm | | | | |
| DL315 | 25 cm | | | | |
| Cor | | | Bege | | |

FAIXA TORÁCICA
EM NEOPRENE | DE130

Confeccionada em neopreno revestido e fixação através de fecho de contato.

Indicada em casos de contusões, recuperação de fraturas e traumas torácicos.



| | |
|----------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Altura | 20 cm |
| Circunf. Tórax | Até 91 cm |
| Cor | Preto |



CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL | DL080

Confeccionada em elástico resistente e fixação através de fecho de contato.

Indicada na flacidez da parede abdominal, pós-parto e pós-cirurgia.

| | |
|---------------|-------|
| Altura | 25 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|------------------|------------|
| P | Até 77 cm |
| M | Até 87 cm |
| G | Até 97 cm |
| GG | Até 107 cm |



CINTA ELÁSTICA COM BARBATANAS FLEXÍVEIS | DL085

Confeccionada em elástico resistente, barbatanas auto ajustáveis, reforço lateral e fixação através de fechos de contato.

Indicada para estabilização da coluna dorso-lombar em casos de contratura paravertebral, lombalgias, artroses e outras afecções na região.

| | |
|--------------------|-------|
| Alt. Frente | 18 cm |
| Alt. Costas | 25 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|------------------|------------|
| P | Até 77 cm |
| M | Até 87 cm |
| G | Até 97 cm |
| GG | Até 107 cm |



CINTA ELÁSTICA COM BARBATANAS EM DURALUMÍNIO | DL090

Confeccionada em elástico resistente, reforço lateral, barbatanas de duralumínio posteriores e fixação através de fechos de contato.

Indicada na estabilização da coluna dorso-lombar em artroses, traumatismos, escolioses dolorosas, fratura osteoporótica, estabilização do tronco no lesado medular e outras afecções da região.

| | |
|--------------------|-------|
| Alt. Frente | 18 cm |
| Alt. Costas | 25 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|------------------|------------|
| P | Até 77 cm |
| M | Até 87 cm |
| G | Até 97 cm |
| GG | Até 107 cm |




CINTA ELÁSTICA LOMBAR | DL100

Confeccionada em elástico resistente e fixação através de fecho de contato.

Indicada na estabilização da coluna lombar em casos de lombalgias e outras afecções da região.

| | |
|--------------------|-------|
| Alt. Frente | 18 cm |
| Alt. Costas | 25 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|------------------|------------|
| P | Até 77 cm |
| M | Até 87 cm |
| G | Até 97 cm |
| GG | Até 107 cm |




CINTA ELÁSTICA DALEP - 2 PAINÉIS | DL105

Confeccionada em dois painéis elásticos e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos pós-operatórios de parto, hérnias, lipoaspiração, vesículas e redução de estômago.

| | |
|---------------|-------|
| Altura | 15 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|------------------|------------|
| P | Até 101 cm |
| M | Até 106 cm |
| G | Até 111 cm |
| GG | Até 116 cm |



CINTA ELÁSTICA DALEP - 3 PAINÉIS | DL106

Confeccionada em três painéis elásticos e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos pós-operatórios de parto, hérnias, lipoaspiração, vesículas e redução de estômago.

| | |
|---------------|---------|
| Altura | 22,5 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|-------------------------|------------|
| P | Até 101 cm |
| M | Até 106 cm |
| G | Até 111 cm |
| GG | Até 116 cm |



CINTA ELÁSTICA DALEP - 4 PAINÉIS | DL109

Confeccionada em quatro painéis elásticos e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos pós-operatórios de parto, hérnias, lipoaspiração, vesículas e redução de estômago.

| | |
|---------------|-------|
| Altura | 30 cm |
| Cor | Bege |

| Circunf. Cintura | |
|-------------------------|------------|
| P | Até 101 cm |
| M | Até 106 cm |
| G | Até 111 cm |
| GG | Até 116 cm |



CINTA PARA GESTANTE | DL120

Confeccionada com apoio abdominal em tecido macio, tirantes de elástico resistente com regulagem através de fivela plástica.

Indicada para a melhora da postura da gestante. Auxilia na lombar e musculatura abdominal.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Circunf. Cintura | Até 92 cm |
| Tamanho | Único |
| Cor | Bege |



CINTA ORTOPÉDICA PARA GESTANTE | DL121

Confeccionada em elástico resistente com fixação através de fechos de contato.

Indicada para a melhora da postura da gestante. Auxilia na lombar e musculatura abdominal.

| Tamanhos | P | M | G |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 118 cm | Até 132 cm | Até 136 cm |
| Cor | Bege | | |



COLETE PUTTI
ELÁSTICO BAIXO | DL220

Confeccionado em elástico resistente, reforço lateral, barbatanas em alumínio e fechamento através de fechos de contato.

Indicado na estabilização da coluna lombo-sacra em casos de contratura paravertebral, pós-traumáticas, artroses, espondilolisteses, lordoses, pós-operatórios e outras afecções da região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 85 cm | Até 95 cm | Até 105 cm | Até 115 cm |
| Altura Frente | 24 cm | Altura Costas | 29 cm | |
| Cor | Bege | | | |



COLETE PUTTI
ELÁSTICO ALTO | DL222

Confeccionado em elástico resistente, reforço lateral, barbatanas em alumínio e fechamento através de fechos de contato.

Indicado na estabilização da coluna lombo-sacra em casos de contratura paravertebral, pós-traumáticas, artroses, espondilolisteses, lordoses, pós-operatórios e outras afecções da região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 85 cm | Até 95 cm | Até 105 cm | Até 115 cm |
| Altura Frente | 30 cm | Altura Costas | 39 cm | |
| Cor | Bege | | | |



COLETE PUTTI
EM BRIM | DL240

Confeccionado em brim, barbatanas posteriores em aço flexível e fixação através de fechos de contato.

Indicado na estabilização da coluna lombo-sacra, em casos de hérnias discais operáveis ou não. Traumatismos, espondilolisteses, fraturas osteoporóticas, pós-operatórios, estabilização no lesado medular e outras afecções da região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm |
| Altura Frente | 30 cm | Altura Costas | 32 cm | |
| Cor | Bege | | | |



COLETE LOMBAR
PULL-TRACK | DL230

Confeccionado em tecido macio, apoio frontal semi rígido, apoio lombar com regulagem frontal através de puxador com cordão e fechamentos através de fechos de contato.

Indicado nas lombalgias aguda ou crônica, dor causada por ficar de pé ou sentado por longos períodos de tempo, dor por fadiga ou espasmos musculares.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 95 cm | Até 105 cm | Até 115 cm | Até 125 cm |
| Altura | 20 cm | Cor | Preto | |



**COLETE JEWET
DL200**

Confeccionado com hastes em duralumínio (possui níveis de regulagem), almofada de espuma nos apoios laterais e frontais, apoio posterior removível e fixação através de fechos de contato.

Indicado nas fraturas de compressão, osteoporose, artrites vertebrais, epifisites, osteocondrites, fraturas da coluna torácica e auxílio na postura cifótica.

| Tamanhos | P | M | G |
|----------------|------------|------------|------------|
| Altura | Até 45 cm | Até 50 cm | Até 55 cm |
| Circunf. Toráx | Até 105 cm | Até 115 cm | Até 125 cm |
| Cor | Branco | | |



**COLETE TRÊS PONTAS
DL201**

Confeccionado em alumínio, apoio superior, inferior e dorsal com forração em evazote e regulagens para altura e largura.

Indicado para fraturas de compressão, fratura estabilizada das vértebras lombares e dorsais baixas, bem como osteoporose.

| | |
|----------------|------------|
| Tamanho | Único |
| Alt. Máx | Até 50 cm |
| Circunf. Toráx | Até 120 cm |
| Cor | Branco |



**SUPORTE ABDOMINAL LOMBAR
DL540**

Confeccionado em lona resistente, apoio rígido para a região posterior, suspensórios em elástico para regulagem de altura através de fechos plásticos e duplo fechamento frontal com fechos de contato.

Indicado para limitar o movimento de flexão de tronco, principalmente nas atividades de carga e descarga de materiais.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 110 cm | Até 120 cm |
| Cor | Preto | | | |





TIPOIA EM TIRA
DL619

Confeccionada com tirante em nylon e alças para ajuste com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicada para a sustentação do antebraço, punho e mão em casos de pós-operatório, contusões, luxações e instabilidades, podendo também, ser usada na sustentação do gesso.

| Tamanhos | P | M | G |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Comprimento | Até 105 cm | Até 110 cm | Até 115 cm |
| Cor | Preto | | |

Nota: Medida correspondente ao comprimento do cotovelo ao punho passando pelo ombro.



TIPOIA SIMPLES
DL620

Confeccionada em tecido de algodão e fecho plástico para manipulação com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicada na estabilização e sustentação do antebraço em casos de pós-operatório, contusões, luxações e instabilidades, podendo também, ser usada na sustentação do gesso.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento (cotovelo ao 5º dedo) | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 46 cm |
| Cor | Bege | | | |



TIPOIA SIMPLES ALMOFADADA
DL621

Confeccionada em tecido de algodão com espuma interna, fecho plástico para manipulação com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicada na estabilização e sustentação do antebraço em casos de pós-operatório, contusões, luxações e instabilidades, podendo também, ser usada na sustentação do gesso.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento (cotovelo ao 5º dedo) | Até 33 cm | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 46 cm |
| Cor | Azul | | | | |



TIPOIA IMOBILIZADORA
DE MEMBRO SUPERIOR DUPLA | DL640

Confeccionada em tecido de algodão, duplo fecho plástico (ombro e cintura) para ajuste com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicada em casos de contusões, luxações recidivantes e instabilidades graves do ombro (traumáticas ou artrite reumatoide). Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursites, periartrites, sequelas de AVC e outras afecções na região.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento (cotovelo ao 5º dedo) | Até 28 cm | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 46 cm |
| Cor | Bege | | | | |



TIPOIA IMOBILIZADORA
DE MEMBRO SUPERIOR DUPLA EM TELA | DL642

Confeccionada em tecido telado de poliéster, duplo fecho plástico (ombro e cintura) para ajuste com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicada em casos de contusões, luxações recidivantes e instabilidades graves do ombro (traumáticas ou artrite reumatoide). Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursites, periartrites, sequelas de AVC e outras afecções na região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento (cotovelo ao 5º dedo) | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 46 cm |
| Cor | Azul | | | |



TIPOIA IMO.BI
ESTOFADA BILATERAL | DL654

Confeccionada em tecido de algodão com estofado interno, duplo fecho plástico (Ombro e Cintura) para ajuste com apenas uma mão. Modelagem bilateral (Sem necessidade de desvirar).

Indicada em casos de contusões, luxações recidivantes e instabilidades graves do ombro (traumáticas ou artrite reumatoide). Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursites, periartrites, sequelas de AVC e outras afecções na região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Comprimento (cotovelo ao 5º dedo) | Até 35 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 46 cm |
| Cor | Preto | | | |



TIPOIA FUNCIONAL
PARA MEMBRO SUPERIOR SIMPLES | DL665

Confeccionado em espuma revestida em tecido macio, composta por um apoio para o braço e uma almofada anatômica para a abdução do mesmo. Alças reguláveis com duplo fecho plástico (ombro e cintura) para ajuste com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicado para a abdução (ângulo de 15° a 20°) nos casos de pós-operatório do Manguito Rotador.

| Tamanho | Único |
|-------------------------|-----------|
| Apoio do braço | Até 91 cm |
| Apoio da Cintura | Até 93 cm |
| Cor | Azul |



TIPOIA FUNCIONAL
PARA MEMBRO SUPERIOR DUPLA | DL666

Confeccionada em espuma revestida em tecido macio, composta por um apoio para o braço e duas almofadas anatômicas para a abdução do mesmo. Alças reguláveis com duplo fecho plástico (ombro e cintura) para ajuste com apenas uma mão. Pode ser usada tanto no braço direito quanto no esquerdo.

Indicado para a abdução (ângulo de 30° a 40°) nos casos de pós-operatório do Manguito Rotador.

| Tamanho | Único |
|-------------------------|-----------|
| Apoio do braço | Até 91 cm |
| Apoio da Cintura | Até 93 cm |
| Cor | Azul |



TUTOR
PARA FRATURA DO ÚMERO | DL730

Confeccionado em plástico semi rígido moldado em duas peças e fixação através de fechos de contato com passantes. Acompanha malha tubular.

Indicado no tratamento funcional de fraturas do úmero pelo método sarmiento. Auxilia na estabilidade do úmero.

| Circunferência do braço | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| P até 30 cm | M até 35 cm | G até 40 cm | GG até 45 cm |
| Cor | Bege | | |



ÓRTESE
PARA OMBRO/ÚMERO | DE445

Confeccionada em neopreno revestido e fixação com fecho de contato.

Indicada na redução das dores causadas por luxações, bursites, artrites ou reumatismo na articulação do ombro.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Alça | Até 79 cm | Até 82 cm | Até 87 cm | Até 91 cm |
| Circunf. Úmero | Até 23 cm | Até 25 cm | Até 28 cm | Até 32 cm |
| Cor | Preto | | | |

DILEPÉ®



MEMBROS SUPERIORES

As talas Dilepé® destacam-se pelo material confortável e anatômico, oferecendo em sua maioria fixação por fivelas e fechos de contato de manipulação prática e eficiente, facilitando ajustes conforme necessário. Distinguem-se pela variedade de tipos de imobilização, adaptando-se às indicações médicas específicas. Já os dispositivos desportivos para punho e cotovelo buscam proporcionar compressão e limitação dos movimentos articulares, contribuindo para tratamentos ou prevenção de recidivas.

[IR PARA MENU](#)



TALA PARA PUNHO
EM TECIDO | DL550

Confeccionada em tecido de lona com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Bege | | | |



TALA PARA PUNHO
EM TECIDO | DL553

Confeccionada em tecido de lona com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA PARA PUNHO
EM BIDIM | DL551

Confeccionada em tecido de bidim com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA ELÁSTICA
PARA PUNHO | DL570

Confeccionada em elástico, reforço interno de plástico rígido e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas lesões traumáticas, tenossinovites, cistos sinoviais e outras afecções leves da região do punho.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 21 cm | Até 22 cm | Até 23 cm | Até 25 cm |
| Cores | Bege ou preto | | | |



TALA DE TECIDO BILATERAL
PARA PUNHO | DL556

Confeccionada em tecido de lona, orifício bilateral, reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

BILATERAL

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Bege | | | |



TALA DE TECIDO BILATERAL
PARA PUNHO | DL557

Confeccionada em tecido de lona, orifício bilateral, reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

BILATERAL

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA DE TECIDO
PARA PUNHO AMPLA | DL590

Confeccionada em tecido de lona com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Bege | | | |



TALA DE TECIDO
PARA PUNHO AMPLA | DL591

Confeccionada em tecido de lona com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA EM NEOPRENE
PARA PUNHO | DE500

Confeccionada em neopreno com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 25 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



MINI TALA DE TECIDO
PARA PUNHO | DL580

Confeccionada em tecido de brim com fecho de contato e reforço interno de plástico rígido.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, torções ou outras afecções da região do punho que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 21 cm | Até 24 cm | Até 25 cm |
| Cor | Azul | | | |



TALA DE TECIDO
COM POLEGAR | DL552

Confeccionada em tecido de lona, apoio para o polegar, com reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome de "De Quervain", auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho e polegar que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Bege | | | |



TALA DE TECIDO
COM POLEGAR | DL555

Confeccionada em tecido de lona, apoio para o polegar, reforço interno de plástico rígido, passadores metálicos e fixação através de fechos de contato

Indicada na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo (DORT/LER), tendinite, tenossinovite, síndrome de "De Quervain", auxílio na recuperação pós-fraturas, pós retirada de gesso, torções ou outras afecções da região do punho e polegar que necessitem de estabilização.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA FUNCIONAL CURTA
PARA POLEGAR | DL554

Confeccionada em tecido de lona, apoio para o polegar com reforço interno de plástico rígido e fixação através de fechos de contato.

Indicada na restrição de movimentos da articulação interfalangeana do dedo polegar.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 20 cm | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA ACQUA
PARA PUNHO | DL565

Confeccionada em polímero emborrachado resistente à água, orifícios em toda sua extensão para que a pele possa transpirar, cordão com trama adaptável e fechamento prático através de fecho de contato.

Indicada no alívio da dor no pulso devido a entorses, fraturas ou sintomas da síndrome do túnel do carpo. Ideal para atividades em ambientes úmidos como jardinagem, cozinhar e limpeza doméstica.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Medidas | 13 cm até 16 cm | 15 cm até 18 cm | 17 cm até 20 cm | 19 cm até 22 cm |
| Cor | Preto | | | |



TALA DE PVC
PARA POLEGAR | DL600

Confeccionada em PVC moldável (quando aquecida), apoio para o polegar e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas fraturas, entorses, contusões, artroses, reeducação articular na artrite reumatoide e imobilização isolada do polegar.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanho | Único |
|-----------------------------|-----------|
| Regulagem máx. Punho | Até 29 cm |
| Cor | Branco |



TALA DE PVC
PARA PUNHO E POLEGAR | DL603

Confeccionada em PVC moldável (quando aquecida), apoio para o punho e polegar e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas fraturas, tenossinovites de “De Quervain”, entorses, contusões, artroses, reeducação articular da artrite reumatóide do polegar e imobilização isolada do polegar.

DIREITO/ESQUERDO.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Tamanho | Único |
| Regulagem máx. Punho | Até 29 cm |
| Cor | Branco |



TALA DE PVC
PARA PUNHO | DL605

Confeccionada em PVC moldável (quando aquecida), apoio para o punho e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas imobilizações, tenossinovites, síndrome do túnel do carpo, fraturas sem desvio e outras afecções do punho.

DIREITO/ESQUERDO.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Tamanho | Único |
| Regulagem máx. Punho | Até 29 cm |
| Cor | Branco |



TALA FUNCIONAL
PUNHO, MÃOS E DEDOS | DL606

Confeccionada em copolímero, formato anatômico, forração interna macia e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas lesões traumáticas da região, paralisia de nervos periféricos, sequelas de AVC, deformidade da artrite reumatoide e outras afecções da região.

DIREITO/ESQUERDO.

| | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------|
| Tamanhos | P | M | G |
| Cores | Preto ou Cinza | | |





TALA DINÂMICA
PARA EXTENSÃO DE DEDO – GAFANHOTO | DL610

Confeccionada em copolímero, formato anatômico, forração interna macia e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos casos de entorses e pequenas fraturas da região e osteoartrite. O mesmo visa imobilizar dinamicamente a articulação interfalangeana proximal da mão, onde a força aplicada é ajustável curvando-se as molas.

BILATERAL.

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---|---|---|----|
| Tamanhos | Infantil | P | M | G | GG |
| Cores | Azul ou lilás | | | | |



TALA E PROTETOR DE DEDO
EM MARTELO | DL611

Confeccionada em copolímero, orifícios respiráveis e fixação através de fecho de contato. Fabricada com opções de tamanho para cada biotipo de dedo.

Indicada nos casos de osteoartrite, alívio da dor e rigidez do dedo em martelo, reparação da ruptura do tendão extensor, bem como fratura, torção e deslocamento na articulação da região.

BILATERAL.

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| Tamanhos | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
| Circunf. Dedo | 5 cm | 5,5 cm | 6,6 cm | 6 cm | 7 cm | 7,5 cm | 8,5 cm |
| Comprim. Polegar | 4,8 cm | 5,7 cm | 6 cm | 5,5 cm | 6 cm | 6,2 cm | 6 cm |
| Cor | Bege | | | | | | |



LUVA EM NEOPRENE
COM POLEGAR | DE385

Confeccionada em neopreno revestido, com emborrachado na palma da mão e fixação através de fecho de contato.

Indicada nas práticas esportivas, em academias, ciclismo e cadeirantes.

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Circunf. Punho | Até 18 cm | Até 22 cm | Até 25 cm | Até 28 cm |
| Cor | Preto | | | |



MUNHEQUEIRA EM NEOPRENE
COM PROTETOR DE POLEGAR | DE400

Confeccionada em neopreno revestido e fixação através de fecho de contato.

Indicada nas afecções leves da articulação metacarpo falangeana, punho e na prevenção de recidiva na prática esportiva.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Circunf. Punho | Até 22 cm |
| Cor | Preto |



MUNHEQUEIRA EM NEOPRENE
COM SUPORTE PALMAR | DE405

Confeccionada em neopreno revestido e fixação através de fecho de contato.

Indicada nas afecções leves do punho, estabilizações em casos de dor, prevenção nos casos de tendinite, tenossinovite e recidiva na prática esportiva.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Circunf. Punho | Ajustável |
| Cor | Preto |



MUNHEQUEIRA
EM NEOPRENE REGULÁVEL | DE410

Confeccionada em neopreno revestido e fixação através de fecho de contato.

Indicada para afecções e lesões leves no punho. Prevenção de recidiva na prática esportiva.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tamanho | Único |
| Circunf. Punho | Até 24 cm |
| Cor | Preto |



CINTA EM NEOPRENE
PARA TENNIS ELBOW | DE450

Confeccionada em neopreno revestido, passante plástico e fixação através de fecho de contato.

Indicada na prevenção ou alívio das dores causadas pela Epicondilite pois age mudando o vetor de tração diminuindo a tensão local.

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| Tamanhos | M | G |
| Circunf. Alça | Até 29 cm | Até 32 cm |
| Cor | Preto | |




CINTA PARA TENNIS ELBOW
ESTOFADA | DL133

Confeccionada em tecido macio, almofada interna para compressão, passante metálico e fixação através de fecho de contato.

Indicada na prevenção ou alívio das dores causadas pela Epicondilite pois age mudando o vetor de tração diminuindo a tensão local.

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | G |
| Circunf. Antebraço | Até 34 cm | Até 40 cm |
| Cor | Branco | |



MUNHEQUEIRA ELÁSTICA
SIMPLES | DL490

Confeccionada em elástico resistente, apoio no polegar para posicionamento e fixação através de fecho de contato.

Indicada para afecções e lesões leves no punho. Prevenção de recidiva na prática esportiva.

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| Tamanhos | M | G |
| Circunf. Punho | Até 26 cm | Até 29 cm |
| Cores | Preto ou bege | |



COTOVELEIRA
EM NEOPRENE | DE105

Confeccionada em neopreno revestido.

Indicada nas contusões, bursites, artrites, artroses e outras afecções do cotovelo. Prevenção de recidiva na prática esportiva.

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Circunf. Acima do Cotovelo | Até 22 cm | Até 24 cm | Até 26 cm | Até 28 cm |
| Circunf. Abaixo do Cotovelo | Até 19 cm | Até 21 cm | Até 23 cm | Até 25 cm |
| Cor | Preto | | | |

DILEPÉ®



QUADRIL E COXA

A Família de Suporte para Quadril e Coxa oferece uma variedade de produtos destinados à limitação ou imobilização da região, muitas vezes visando o conforto ou a prevenção de recidivas durante a prática esportiva. Esses suportes são predominantemente confeccionados com fixação por meio de fechos de contato, o que facilita o ajuste quando necessário.

[IR PARA MENU](#)



FUNDA PARA HÉRNIA

UMBILICAL | DL352

Confeccionada com elástico reforçado, pelota em poliuretano forrada (macia e anatômica) e fixação através de mola gancho.

Indicada na sustentação da hérnia na região do umbigo, evitando o crescimento da mesma. Não recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm |
| Cor | Bege | | | |

Nota: Modelo DL354 no tamanho infantil na cor azul.



FUNDA PARA HÉRNIA

INGUINAL | DL340

Confeccionada com elástico reforçado, pelota em poliuretano forrada, macia e anatômica e fechamento com mola gancho.

Indicada na sustentação da hérnia inguinal, evitando o crescimento da mesma. Não recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.

DIREITO/ESQUERDO.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm |
| Cor | Bege | | | |



FUNDA PARA HÉRNIA

INGUINAL DUPLA | DL350

Confeccionada com elástico reforçado, pelotas em poliuretano forradas, macias e anatômicas e fechamento com mola gancho.

Indicada na sustentação da hérnia inguinal, evitando o crescimento da mesma. Não recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.

DUPLA.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 80 cm | Até 90 cm | Até 100 cm | Até 110 cm |
| Cor | Bege | | | |



CUECA PARA HÉRNIA

INGUINAL DUPLA | DL261

Confeccionada em cotton, duas pelotas macias de poliuretano (removíveis quando necessário) e abertura com fecho de contato na região frontal.

Indicada para a sustentação da hérnia inguinal evitando o crescimento da mesma. Não recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.

| Manequim | 38 ao 40 | 42 ao 44 | 46 | 48 |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Circunf. Cintura | Até 70 cm | Até 78 cm | Até 83 cm | Até 91 cm |
| Cores | Preto ou Bege | | | |



SUSPENSÓRIO ESCROTAL

DJ395

Confeccionado com material de algodão, o que proporciona total conforto e proteção à bolsa escrotal, suavizando a fadiga dos músculos e tendões.

Indicado no pós-operatório de vasectomia e hérnia. Pode ser usado também nas práticas esportivas.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------------|------------|------------|------------|
| Circunf. Cintura | Até 115 cm | Até 130 cm | Até 145 cm |
| Cor | Branco | | |



SUPORTE PARA QUADRIL
DL541

Confeccionado com espumas macias, haste lateral em duralumínio com catraca para opção de posição em flexão/extensão e fixação através de tiras com fechos de contato.

Indicado para limitar os movimentos de flexo-abdução no quadril após artroplastia ou artroscopia.

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|
| Circunf. Superior | Até 110 cm | Altura | Até 56 cm |
| Circunf. Coxa | Até 60 cm | Cor | Preto |

| | |
|----------------|-------|
| Tamanho | Único |
|----------------|-------|



COXAL EM POLIPROPILENO
DL252

Confeccionado em plástico semirrígido, fivelas plásticas e fixação através de tiras com fecho de contato. Acompanha malha tubular.

Indicado no tratamento funcional de fraturas e auxilia na estabilização da região.

| Tamanhos | P | M | G |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Coxa | Até 40 cm | Até 50 cm | Até 60 cm |
| Cor | Bege | | |



BERMUDA TÉRMICA
DE102

Confeccionada em lycra, que combina elasticidade e propriedades termo terapêuticas, as quais promovem um constante aquecimento e compressão na região das coxas e virilha.

Indicada para o auxílio na prevenção de lesões na região em práticas esportivas.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Coxa | Até 36 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Até 47 cm |
| Circunf. Cintura | Até 62 cm | Até 64 cm | Até 72 cm | Até 78 cm |
| Altura | Até 39 cm | Até 40 cm | Até 42 cm | Até 45 cm |
| Cor | Preto | | | |



COXAL EM NEOPRENE
DE110

Confeccionado em neopreno revestido.

Indicado na prevenção de contusões e distensões musculares, pois oferece compressão em torno da coxa.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Acima | Até 38 cm | Até 40 cm | Até 43 cm |
| Circunf. Abaixo | Até 32 cm | Até 34 cm | Até 36 cm |
| Altura | 20 cm | | |
| Cor | Preto | | |

DILEPÉ®



MEMBROS INFERIORES

A linha ortopédica da Dilepé® oferece uma ampla gama de produtos, abrangendo desde suportes para joelhos até cuidados com os pés. Reconhecidos pelo design bilateral, praticidade na fixação com fechos de contato e conforto anatômico, esses produtos têm como objetivo principal o tratamento e a prevenção de lesões, promovendo o bem-estar do usuário e proporcionando qualidade de vida e comodidade.

[IR PARA MENU](#)



JOELHEIRA ELÁSTICA
DL430

Confeccionada em elástico resistente com fecho de contato, orifício para patela e forro de espuma interno.

Indicada no pós-operatório, pós artroscopia e compressão de derrames articulares.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Acima do Joelho | Até 40 cm | Até 43 cm | Até 47 cm | Até 51 cm |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 39 cm | Até 41 cm | Até 43 cm | Até 47 cm |
| Altura | 29 cm | Cor | | Bege |



JOELHEIRA ELÁSTICA ARTICULADA
COM CINTAS CRUZADAS | DL450

Confeccionada em elástico, com articulação policêntrica de nylon, cintas cruzadas para aumentar a estabilidade rotacional do joelho e fixação com fecho de contato.

Indicada nas afecções traumáticas e instabilidades rotacionais, artroses e artrites reumatóides.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Acima do Joelho | Até 40 cm | Até 43 cm | Até 47 cm | Até 51 cm |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 39 cm | Até 41 cm | Até 43 cm | Até 47 cm |
| Altura | 29 cm | Cor | | Bege |



JOELHEIRA ELÁSTICA
PARA PATELA | DL428

Confeccionada em elástico resistente, reforço na patela e fixação com fecho de contato.

Indicada para suporte ao joelho nos casos de deslocamento ou lateralização da patela.

| Tamanhos | P | M | G |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. do Joelho | Até 32 cm | Até 38 cm | Até 44 cm |
| Altura | 15 cm | Cor | |



TIRA SUB PATELAR
EM TUBO | DL690

Confeccionada em tecido estofado com tubo de borracha e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas tendinites do tendão patelar (joelho do saltador) e alívio da tensão na inserção do tendão patelar.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. da Tira | Até 28 cm | Até 32 cm | Até 38 cm |
| Cor | Preto | | |



TIRA SUB PATELAR
EM NEOPRENE | DE522

Confeccionada em neopreno (elastômero sintético policloropreno, polímero do cloropreno) revestido e fixação com fecho de contato.

Indicada nas tendinites do tendão patelar (joelho do saltador) e alívio da tensão na inserção do tendão patelar.

| Tamanho | Único |
|------------------|-----------|
| Circunf. da Tira | Até 30 cm |
| Cor | Preto |



TIRA SUB PATELAR
COM ALMOFADA | DL700

Confeccionada em elástico com almofada de micro espuma com fecho de contato para fixação.

Indicada nas tendinites do tendão patelar (joelho do saltador) e alívio da tensão na inserção do tendão patelar.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. da Tira | Até 28 cm | Até 32 cm | Até 38 cm |
| Cor | Preto | | |



JOELHEIRA COM SUPORTE
PARA PATELA E REFORÇO LATERAL | DE360

Confeccionada em neopreno revestido, apoio para a patela, reforço lateral e fixação através de fechos de contato.

Indicada nas instabilidades e afecções traumáticas leves do joelho, tratamento das artropatias do hemofílico e na prevenção da recidiva na prática esportiva.

| Tamanho | Único | Altura | 27 cm |
|---------------------------|-----------|--------|-------|
| Circunf. Acima do Joelho | Até 42 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 37 cm | | |



JOELHEIRA EM NEOPRENE ARTICULADA

COM CINTAS CRUZADAS | DE150

Confeccionada em neopreno revestido, com articulação em duralumínio, cinta elástica cruzada para aumentar a estabilidade rotacional do joelho e orifício com reforço para reduzir a pressão sobre a patela.

Indicada nas afecções traumáticas do joelho, instabilidades rotacionais, entorses, contusões, luxações, artroses, artrites e na prevenção de recidiva na prática esportiva.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG | Altura | 29 cm |
| Circunf. Acima do Joelho | Até 37 cm | Até 41 cm | Até 46 cm | Até 48 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 34 cm | Até 36 cm | Até 40 cm | Até 43 cm | | |



JOELHEIRA EM NEOPRENE

CURTA COM SUPORTE PARA PATELA | DE210

Confeccionada em neopreno revestido e reforço na patela.

Indicada nas instabilidades e afecções traumáticas leves do joelho, tratamento das artropatias do hemofílico e prevenção da recidiva na prática esportiva.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG | Altura | 23 cm |
| Circunf. Acima do Joelho | Até 34 cm | Até 36 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 29 cm | Até 31 cm | Até 34 cm | Até 38 cm | | |



JOELHEIRA EM NEOPRENE

LONGA COM SUPORTE PARA PATELA | DE350

Confeccionada em neopreno revestido e reforço na patela.

Indicada nas instabilidades e afecções traumáticas leves do joelho, tratamento das artropatias do hemofílico e prevenção da recidiva na prática esportiva.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG | Altura | 29 cm |
| Circunf. Acima do Joelho | Até 34 cm | Até 36 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 29 cm | Até 31 cm | Até 34 cm | Até 38 cm | | |



JOELHEIRA EM NEOPRENE

CURTA SIMPLES | DE180

Confeccionada em neopreno revestido.

Indicada nas instabilidades e afecções traumáticas leves do joelho, tratamento das artropatias do hemofílico e prevenção da recidiva na prática esportiva.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG | Altura | 23 cm |
| Circunf. Acima do Joelho | Até 34 cm | Até 36 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 29 cm | Até 31 cm | Até 34 cm | Até 38 cm | | |



JOELHEIRA EM NEOPRENE

LONGA SIMPLES | DE300

Confeccionada em neopreno revestido.

Indicada nas instabilidades e afecções traumáticas leves do joelho, tratamento das artropatias do hemofílico e prevenção da recidiva na prática esportiva.

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG | Altura | 29 cm |
| Circunf. Acima do Joelho | Até 34 cm | Até 36 cm | Até 38 cm | Até 42 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Abaixo do Joelho | Até 29 cm | Até 31 cm | Até 34 cm | Até 38 cm | | |



PANTURRILHEIRA EM NEOPRENE

DE600

Confeccionada em neopreno revestido.

Indicada no alívio de dores agudas e crônicas após a prática de atividades físicas, bem como, na recuperação de estiramentos.

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | Altura | 26 cm |
| Circunf. Superior | Até 31 cm | Até 33 cm | Até 35 cm | Cor | Preto |
| Circunf. Inferior | Até 21 cm | Até 23 cm | Até 25 cm | | |



IMOBILIZADOR DE JOELHO
COM REGULAGEM FLEXO-EXTENSORA | DL380 - DL381 - DL382

Confeccionado com espumas macias, hastes laterais de duralumínio com catraca para opção de posição em flexão/extensão e fixação através de tiras com fechos de contato.

Indicado no tratamento conservador ou pós-cirúrgico de joelho.

| Estreito | |
|----------------------|-----------|
| Circunf. Coxa | Até 56 cm |
| Circunf. Joelho | Até 40 cm |
| Circunf. Panturrilha | Até 35 cm |

| Largo | | Altura | |
|----------------------|-----------|--------------|-------|
| Circunf. Coxa | Até 64 cm | DL380 | 50 cm |
| Circunf. Joelho | Até 40 cm | DL381 | 60 cm |
| Circunf. Panturrilha | Até 40 cm | DL382 | 70 cm |

| | |
|-----|-------|
| Cor | Preto |
|-----|-------|



IMOBILIZADOR DE JOELHO
PARCIAL | DL399

Confeccionado com espuma macia, barbatanas posteriores de duralumínio, barbatanas laterais de polipropileno e tiras elásticas com fixação através de fechos de contato.

Indicado nas afecções traumáticas do joelho, prevenção de recidiva no retorno das atividades, reeducação da marcha em sequelas de A.V.C., artroses, artrites reumatóides e pós-operatório de paralisia cerebral.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. acima do joelho | Até 34 cm | Até 41 cm | Até 54 cm | Até 59 cm |
| Circunf. da panturrilha | Até 30 cm | Até 38 cm | Até 48 cm | Até 55 cm |
| Cor | Bege | | | |



IMOBILIZADOR DE JOELHO
FIXO | DL390 - DL394 - DL398

Confeccionado com espuma macia, barbatanas posteriores de duralumínio e laterais de PVC, tira de elástico central e faixas com fixação através de fechos de contato.

Indicado nas afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado, luxações, instabilidade da artrose e artrites reumatóides, pós-operatório quando necessária a imobilização do joelho e no auxílio para o treino em ortostase.

| Estreito | |
|--------------------|-----------|
| Circunf. Coxa | Até 50 cm |
| Circunf. Tornozelo | Até 30 cm |

| Largo | | Altura | |
|--------------------|---------------|--------|-------|
| Circunf. Coxa | Até 64 cm | DL390 | 50 cm |
| Circunf. Tornozelo | Até 37 cm | DL394 | 60 cm |
| Cores | Preto ou bege | DL398 | 70 cm |



IMOBILIZADOR DE JOELHO
ARTICULADO | DL385 - DL386 - DL387

Confeccionado com espuma macia, barbatanas posteriores de duralumínio, hastes laterais de duralumínio com opção de posição em flexão, tira de elástico central e faixas com fixação através de fechos de contato.

Indicado nas afecções traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado, pós-operatório quando necessária a imobilização em flexão e tratamento auxiliar das artropatias dos hemofílicos.

| Estreito | |
|--------------------|-----------|
| Circunf. Coxa | Até 50 cm |
| Circunf. Tornozelo | Até 30 cm |

| Largo | | Altura | |
|--------------------|-----------|--------|-------|
| Circunf. Coxa | Até 64 cm | DL385 | 50 cm |
| Circunf. Tornozelo | Até 37 cm | DL386 | 60 cm |
| Cor | Bege | DL387 | 70 cm |





TECH FOOT

BOTA IMOBILIZADORA | LONGA | **DL040**

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, solado em PU, refil em espuma macia e fixação através de tiras de fechos de contato.

Indicada nos casos de luxações e entorses de tornozelo. Dependendo da indicação médica pode substituir o gesso.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 26/32 | 33/36 | 37/41 | 42/44 | 45/48 |
| Altura | 28 cm | 36 cm | 42 cm | 42 cm | 42 cm |
| Cor | Preto | | | | |



TECH FOOT

BOTA IMOBILIZADORA | CURTA | **DL041**

Confeccionada com suporte rígido em nylon, hastes laterais em duralumínio, solado em PU, refil em espuma macia e fixação através de tiras de fechos de contato.

Indicada nos casos de luxações e entorses de tornozelo. Dependendo da indicação médica pode substituir o gesso.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 26/32 | 33/36 | 37/41 | 42/44 | 45/48 |
| Altura | 26 cm | 27 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
| Cor | Preto | | | | |



REFIL PARA BOTA TECH FOOT

LONGA | **DL042** | CURTA | **DL043**

Confeccionado em espuma de poliuretano macia e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para bota imobilizadora Dilepé de cano longo ou curto.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|----------|-------|---|---|----|
| Cor | Preto | | | |



IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

DL400

Confeccionado em tecido resistente, barbatanas laterais e dorsais em duralumínio, apoio dorsal modelável e fixação através de fechos de contato.

Indicado na prevenção e tratamento das entorses de tornozelo promovendo a imobilização da região.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Circunf. Tornozelo | Até 28 | Até 30 | Até 33 | Até 37 |
| Cor | Branco | | | |



IMOBILIZADOR SOFTCAST

DL402

Confeccionado em tecido resistente, apoio interno com espuma macia, reforço lateral em duralumínio e fixação através de fechos de contato.

Indicado em entorses, tendinites e na prevenção de lesões no tornozelo.

| Tamanho | Único |
|---------|-------|
| Altura | 23 cm |
| Cor | Preto |



SOFT.AIR
IMOBILIZADOR DE TORNOZELO | DL403

Confeccionado com talas em copolímero, almofadas de ar laterais para maior compressão na região edemaciada. Seu formato anatômico foi desenvolvido para o uso em calçados, permitindo o tratamento contínuo ao longo do dia.

Indicado na prevenção de traumas de tornozelo na prática esportiva, tratamento de entorses e lesões ligamentares leves e nas instabilidades crônicas.

DIREITO/ESQUERDO

| | |
|---------|--------|
| Tamanho | Único |
| Altura | 23 cm |
| Cor | Branco |



ESTABILIZADOR DE TORNOZELO
DL270

Confeccionado em tecido de algodão, barbatanas laterais em copolímero, tiras elásticas cruzadas para maior estabilização e fixação através de fechos de contato.

Indicado na estabilização do tornozelo durante a prática esportiva, além de auxiliar no tratamento de entorses e lesões ligamentares.

| | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| | Até 23 cm | Até 25 cm | Até 30 cm | Até 32 cm |
| Cores | Bege ou Preto | | | |



TORNOZELEIRA ELÁSTICA
EM OITO | DL715

Confeccionada em elástico resistente e fixação através de fecho de contato.

Indicada na prevenção e tratamento de entorses, contusões e luxações de tornozelo.

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | M | G |
| | Até 41 cm | Até 47 cm |
| Cor | Preto | |



TORNOZELEIRA EM NEOPRENE
DE530

Confeccionada em neopreno revestido.

Indicada no tratamento de lesões agudas e crônicas, entorses, contusões, prevenção de lesões durante a prática de exercícios, instabilidade articular e ligamentar, tendinites, luxações e estresse muscular.

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Circunferência | Até 21 cm | Até 23 cm | Até 25 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | | |



TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL | DE532

Confeccionada em neopreno revestido e fixação com fechos de contato.

Indicada para a compressão da articulação do tornozelo, no tratamento e prevenção de edema de entorses, tendinites, bursites, artrites reumatóides, usada em atividades esportivas e na prevenção de recidiva.

| | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Tamanho | Único | Circunf. anti pé | Até 29 cm |
| Circunf. Tornozelo | Até 22 cm | Circunf. Calcanhar | Até 33 cm |
| Cor | Preto | | |



DYNAPÉ

ÓRTESE DINÂMICA PARA TORNOZELO | DL046

Confeccionada em copolímero com formato dorsomedial e posição de pronação integrada, onde o pé se posiciona em pronação moderada e dorsiflexão. Esta restrição dinâmica limita continuamente a flexão e supinação plantares, bem como a rotação. Fixação das tiras através de fechos de contato.

Indicada no tratamento conservador das fraturas do ligamento talofibular e calcaneofibular anterior do tornozelo. Proporciona também proteção pós-operatória após reparo e reconstrução ligamentar. Lesão da fíbula. Permite a aplicação de gelo na parte exposta.

DIREITO/ESQUERDO.

| | |
|----------------|-----------------|
| Cor | Cinza com preto |
| Tamanho | Único |



CALHA AFO

DL045

Confeccionada em copolímero, revestimento com capa protetora e fixação através de fecho de contato.

Indicada em sequelas neurológicas, em especial na paralisia do músculo tibial anterior (pé caído) e leão da fíbula.

DIREITO/ESQUERDO

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|
| Tamanhos | 35/37 | 37/39 | 39/41 | 41/44 |
| Cores | Branco ou Preto | | | |



NIGHT SPLINT

ÓRTESE NOTURNA | DL048

Confeccionada em copolímero, espuma macia e anatômica e fixação através de fechos de contato. Seu formato visa estabilizar a posição do pé e da parte inferior da perna em um ângulo de 90° para evitar a deformidade do pé equino e, conseqüentemente, evitar o encurtamento do tendão Calcâneo. Acompanha duas alças, uma para elevação do dedo hálux (flexão dorsal) ocasionando alongamento da fásia plantar e outra para alongar o grupo flexor plantar do pé através do posicionamento de todos os cinco dedos.

Indicada para encurtamento da fásia plantar, fascite plantar, inflamação e fraqueza do tendão calcâneo, metatarsalgias e contraturas em equino e tornozelo.

BILATERAL

| | |
|----------------|----------------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Cinza com Azul |



CALHA FLEXÍVEL

COM TRAÇÃO | DL047

Confeccionada em polipropileno flexível, revestida com espuma macia, tirantes laterais para tração e fechamento através de fechos de contato.

Indicada na correção do equino, em especial nas sequelas neurológicas. Uso noturno.

BILATERAL.

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Tamanhos | P | M | G |
| | Até 33 | Até 38 | Até 42 |
| Cor | Branco | | |



TUTOR

PARA FRATURA DA TÍBIA | DL740

Confeccionado em plástico semirrígido, apoio articulado no tornozelo e fixação através de fechos de contato com passantes. Acompanha malha tubular.

Indicado no tratamento funcional de fraturas da tíbia pelo método sarmiento e proteção da região após colocação de prótese ou implantes.

DIREITO/ESQUERDO

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tamanhos | Circunferência da panturrilha |
| P | Até 30 cm |
| M | Até 40 cm |
| G | Até 50 cm |
| Cor | Bege |



APOIO ANTI EQUINO
COM SUPORTE LÁTEX | DL021

Confeccionado em elástico resistente, apoio plantar em látex e fixação através de fechos de contato.

Indicado na reeducação da marcha em sequelas de A.V.C., paralisias nervosas periféricas e em crianças com paralisia cerebral.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. Abaixo Joelho | Até 35 cm | Até 37 cm | Até 40 cm |
| Cor | Bege | | |



APOIO ANTI EQUINO
DL020

Confeccionado em elástico resistente e fixação através de fechos de contato.

Indicado na reeducação da marcha em sequelas de A.V.C., paralisias nervosas periféricas e em crianças com paralisia cerebral.

| Tamanhos | P | M | G |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Circunf. máx. Tornozelo | Até 20 cm | Até 23 cm | Até 26 cm |
| Cor | Preto | | |



CINTA PARA TRACÇÃO
DE HÁLUX VALGO | DL130

Confeccionada em elástico resistente, encaixe de espuma macia para o hálux e fixação através de fecho de contato.

Indicada nas bursites da articulação metatarso falangeana do hálux, deformidades da artrite reumatoide e pós-operatório de cirurgia de hálux valgo (joanete).

| Tamanhos | P | M | G |
|---------------|-------|-------|-------|
| Circ. Anti Pé | 17 cm | 19 cm | 22 cm |
| Cor | Bege | | |

Contém 01 par.



CINTA COM APOIO
METATARSIANO | DL050

Confeccionada com elástico reforçado, piloto metatarsiano e fixação dorsal através de fecho de contato.

Indicada na queda do arco transversal, hiperqueratose na região da cabeça dos metatarsos e deformidades da artrite reumatoide.

| Tamanhos | P | M | G | GG |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Circ. Anti Pé | 17 cm | 19 cm | 22 cm | 30 cm |
| Cor | Bege | | | |



CORRETIVO DE HÁLUX
VALGO NOTURNO | DH230

Confeccionado com hastes em copolímero, couro, espuma de E.V.A. e fixação através de fechos de contato.

Indicado na prevenção e tratamento do hálux valgo, sendo o uso no período noturno.

| Tamanhos | P | M | G |
|-----------|----------|----------|----------|
| Numeração | 34 ao 36 | 37 ao 40 | 41 ao 46 |
| Cor | Branco | | |

Contém 01 par.



IMOBILIZADOR
DE HÁLUX VALGO | DH232

Confeccionado em copolímero com eixo articulado e tiras macias com fixação através de fechos de contato. O mesmo alinha o dedão na posição correta, pode ser utilizado durante o dia dentro do calçado (adaptável na maioria dos calçados), enquanto o usuário caminha e também no período noturno enquanto deitado ou dormindo.

Indicado na prevenção e tratamento das deformidades do hallux valgus (joanete), pós-operatório da região, redução do tempo de reabilitação, dedos tortos e sobrepostos, alivia as dores do joanete e preserva a movimentação e articulação do dedo quando utilizado em repouso ou andando.

BILATERAL.

| | |
|---------|----------------|
| Tamanho | Único |
| Cores | Preto ou Cinza |



SANDÁLIA BARUK
DL533

Confeccionada em tecido macio, protetor para o dorso do pé, solado em P.U. e fixação através de fecho de contato.

Indicada no pós-operatório de hálux valgo.

| Tamanhos | INF | P | M | G | GG |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 26/32 | 33/35 | 36/39 | 40/42 | 43/45 |
| Cor | Preto | | | | |



SANDÁLIA COM CUNHA
E ALÍVIO NO RETRO PÉ | DL534

Confeccionada em tecido macio antialérgico, solado em P.U. e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos tratamentos da fascite plantar, ulceração do calcanhar, infecções e pós-cirúrgico.

| Tamanhos | P | M | G |
|----------|-------|-------|-------|
| | 33/36 | 37/40 | 41/44 |
| Cor | Preto | | |



SANDÁLIA COM CUNHA
E ALÍVIO NO ANTE PÉ | DL535

Confeccionada em tecido macio antialérgico, solado em P.U. e fixação através de fechos de contato.

Indicada nos tratamentos das ulcerações das cabeças metatarsianas e hálux valgo, osteotomias e outras deformidades dos pés.

| Tamanhos | P | M | G |
|----------|-------|-------|-------|
| | 33/36 | 37/40 | 41/44 |
| Cor | Preto | | |



SANDÁLIA RETA
DL536

Confeccionada em tecido macio antialérgico, solado em P.U. e fixação através de fechos de contato.

Indicada para pós-cirurgia minimamente invasiva de hálux valgo, fraturas do ante pé e indivíduos portadores de "Pé Diabético".

| Tamanhos | P | M | G |
|----------|-------|-------|-------|
| | 33/36 | 37/40 | 41/44 |
| Cor | Preto | | |



SANDÁLIA PARA GESSO
DL530

Confeccionada em tecido macio antialérgico, solado em P.U. e fixação através de fechos de contato.

Indicada para pós-cirurgia minimamente invasiva de hálux valgo, fraturas do ante pé e indivíduos portadores de "Pé Diabético".

| Tamanhos | Inf | P | M | G | GG |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 26/32 | 33/35 | 36/39 | 40/42 | 43/45 |
| Cor | Preto | | | | |



BOX | BOTA ORTOPÉDICA

Confeccionada em couro, sola groupon, salto de thomas, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo e fechamento através de cadarços.

Indicada para pés planos, valgos, ante versão ou retroversão do colo femoral, tíbias varas, geno valgo ou varo e outras afecções na região.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | Nº 17 ao 40 |
| Cor | Preto |



BIX | BOTA ORTOPÉDICA INVERTIDA

Confeccionada em couro, sola groupon, salto de thomas, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo e fechamento através de cadarços.

Indicada nos casos de metatarso varo e outras afecções na região.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | Nº 17 ao 40 |
| Cor | Preto |



DT02 | TÊNIS ORTOPÉDICO

Confeccionado em couro, sola groupon, salto de thomas, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo e fechamento através de cadarços.

Indicado nos casos de metatarso varo e outras afecções na região.

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tamanhos | Nº 18 ao 43 |
| Cor | Branco com Rosa |



DT03 | TÊNIS ORTOPÉDICO

Confeccionado em couro com apliques em Bidin, forro macio e resistente, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo, solado de PU e fechamento através de cadarços.

Indicado para pés planos, valgos, anteversão ou retroversão do colo femoral, tíbias varas, geno valgo ou varo e outras afecções na região.

| | |
|-----------------|---|
| Tamanhos | Nº 18 ao 43 |
| Cor | Preto Preto com Rosa Preto com Branco |



DT05 | TÊNIS ORTOPÉDICO

Confeccionado em couro com apliques em Bidin, forro macio e resistente, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo, solado de PU e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para pés planos, valgos, anteversão ou retroversão do colo femoral, tíbias varas, geno valgo ou varo e outras afecções na região.

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Tamanho | Nº 18 ao 43 | | |
| Cores | Preto | Preto com Rosa | Preto com Branco |



DT19 | TÊNIS ORTOPÉDICO INVERTIDO

Confeccionado em couro com apliques em Bidin, forro macio e resistente, contraforte medial alto, contraforte lateral baixo, solado de PU e fechamento através de cadarços.

Indicado para pés planos, valgos, ante versão ou retroversão do colo femoral, tíbias varas, geno valgo ou varo e outras afecções na região.

| | |
|---------|-------------|
| Tamanho | Nº 22 ao 32 |
| Cor | Preto |



DSD01 | SAPATO PARA DIABÉTICO

Confeccionado em couro macio, forração interna de tecido acolchoado, câmara interna alta, fechamento com duas tiras de fecho de contato e solado em poliuretano.

Indicado para pé neuropático ou hipersensibilidade.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 34 ao 46 |
| Cor | Preto |



DSD02 | SAPATO PARA DIABÉTICO

Confeccionado em couro macio, neopreno com forração interna de tecido acolchoado, câmara interna alta, fechamento com duas tiras de fecho de contato e solado em poliuretano.

Indicado para pé neuropático ou hipersensibilidade.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 34 ao 46 |
| Cor | Preto |



DSD03 | SAPATO PARA DIABÉTICO

Confeccionado em couro macio, forração interna de tecido acolchoado, câmara interna alta, fechamento com três tiras de fecho de contato e solado em poliuretano.

Indicado para pé neuropático ou hipersensibilidade.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 34 ao 46 |
| Cor | Preto |



DSD05 | SAPATO PARA DIABÉTICO

Confeccionado em couro macio, forração interna de tecido acolchoado, câmara interna alta, fechamento com uma tira de fecho de contato e solado em poliuretano.

Indicado para pé neuropático ou hipersensibilidade.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 34 ao 46 |
| Cor | Preto |



DM101 | PALMILHA ORTOPÉDICA EM COURO

Confeccionada em couro rígido.

Indicada para deformidades dos pés, dores plantares e auxilia na formação do arco em criança.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 18 ao 48 |
| Cor | Bege |



DP101 | PALMILHA ORTOPÉDICA EM E.V.A

Confeccionada em E.V.A macio.

Indicada para deformidades dos pés, dores plantares e auxilia na formação do arco em criança.

| | |
|----------|-------------|
| Tamanhos | Nº 18 ao 48 |
| Cor | Bege |



MOLDE DE ESPUMA DC12

Confeccionado em espuma de baixa densidade, onde conserva as características dos pés resultando em uma palmilha com mais precisão e eficiência durante a confecção.

Indicado para facilitar o processo de fabricação de palmilhas, garantindo precisão e eficiência durante a confecção.

| | |
|---------|-------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Bege |




PEDÍGRAFO DC059

Confeccionado em copolímero de alta qualidade com membrana interna de látex para a aplicação da tinta. Acompanha frasco de tinta para aplicação e rolo com tampa para melhor manuseio.

Indicado para auxílio na confirmação de medidas dos pés.



| | |
|---------|-------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Verde |



ALMOFADA PLANTAR

EM SILICONE | DH041

Confeccionada em silicone com formato ovalado abrangendo com eficácia toda a região metatarsal oferecendo maior conforto e estabilidade durante o caminhar e ao pisar.

Indicada nas metatarsalgias, fascites plantares e demais patologias do ante pé.

Alívio imediato das dores, desconforto plantar, redução da pressão e atrito provocados pelo calçado.

| Tamanhos | P | M | G |
|-------------------|-------------|----------|----------|
| Numerações | 33 ao 35 | 36 ao 38 | 39 ao 42 |
| Cor | Translúcido | | |

Contém 01 par.



ALMOFADA PLANTAR

EM TECIDO | DH042

Confeccionada em tecido de nylon com estofado interno macio abrangendo com eficácia toda a região metatarsal oferecendo maior conforto e estabilidade durante o caminhar e ao pisar.

Indicada no alívio da dor na planta do pé causada pela pressão do calçado e pelo uso do salto alto. Hiperqueratose na região da cabeça dos metatarsos.

| Tamanhos | P | G |
|-------------------|----------|----------|
| Numerações | 33 ao 37 | 38 ao 40 |
| Cor | Bege | |

Contém 01 par.



ANEL DIGITAL

PARA CALOS | DH072

Confeccionado em silicone com formato cilíndrico.

Indicado na prevenção e tratamento de calosidades nos dedos do pé e mantém a umidade natural da região aplicada.

| Tamanhos | P | M | G |
|------------|-------------|---|---|
| Cor | Translúcido | | |

Contém 01 par.



ADESIVO PROTETOR

PARA CALOS | DH081

Confeccionado em flanela e adesivo DS recortável para cobertura sobre o calo.

Indicado na proteção de calosidades e pele dura, aliviando a dor da pressão e atrito do sapato.

| | |
|----------------|-------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Bege |

Contém 02 unidades.



PROTETOR PARA CALÇADOS


EM ESPUMA | DH483

Confeccionado em espuma macia com fixação autoadesiva para o calçado.

Indicado para proteger a região do calcanhar (tendão calcâneo) evitando o atrito com o calçado e consequente a formação de lesões cutâneas na região.

| | | | |
|--------------------|---------|------------|------|
| Comprimento | 27 cm | Cor | Bege |
| Largura | 12,5 cm | | |

Contém 01 par.



MEIA SOLA GEL
ADESIVA LADY CHIC | **DH481**

Confeccionada em gel com base autoadesiva para fixação em calçados.

Indicada nas metatarsalgias, fascites plantares, Hiperqueratose, alívio das dores e desconforto causados pelo salto alto.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanho: | Único |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.



SEPARADOR DE CALOS
ENTRE DEDOS | **DH551**

Confeccionado em silicone.

Indicado para evitar as calosidades entre os dedos.

| | | | |
|----------------|-------------|---|---|
| Tamanho | P | M | G |
| Cor | Translúcido | | |

Contém 04 unidades.



CORRETIVO DE JOANETE
EM SILICONE | **DH251**

Confeccionado em silicone com encaixe anatômico.

Indicado na prevenção e tratamento do hálux valgo. Separa os dedos tortos e/ou sobrepostos, impedindo a progressão da deformidade.

| | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|
| Tamanhos | P | M | G |
| Cor | Translúcido | | |

Contém 01 par.



PROTETOR E CORRETIVO
PARA JOANETE EM SILICONE | **DH486**

Confeccionado em silicone com encaixe anatômico para o dedo.

Indicado na prevenção e tratamento do hálux valgo. Separa os dedos tortos e/ou sobrepostos resultantes do joanete, impedindo a progressão da deformidade.

| | |
|----------------|-------------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 unidade (bilateral)



PROTETOR DE JOANETE
E SEPARADOR EM SILICONE | **DH510**

Confeccionado em silicone com encaixe de dedo e acompanha separador.

Indicado para cobrir e proteger o joanete (hálux valgo) do atrito e pressão provocados pelo calçado, evitando o surgimento de feridas e alívio imediato das dores.

| | |
|----------------|-------------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 separador e 01 protetor.



PROTECTOR DE CALCÂNEO | DH520

Confeccionado em Silicone com formato anatômico para melhor encaixe no calcâneo.

Indicado nas fissuras de calcâneo, complemento para ajuste de calçado e proteção na região.

| | |
|----------------|-------------|
| Tamanho | Único |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.




CALCANHEIRA DE SILICONE PARA ESPORÃO | DH200

Confeccionada em silicone com ogiva macia.

Indicada nas fascites plantares, bursites do calcanhar, esporão de calcâneo e outras afecções da região.

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Numerações | 33/36 | 37/41 | 41/44 | 45/48 |
| Cor | Translúcido | | | |

Contém 01 par.



CALCANHEIRA PARA ESPORÃO | DH202

Confeccionada em silicone.

Indicada na fascite plantar, bursites do calcanhar, esporão de calcâneo e outras afecções da região.

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Numerações | 33/36 | 37/41 | 41/44 | 45/48 |
| Cor | Translúcido | | | |

Contém 01 par.



CALCANHEIRA DE SILICONE COM ABA BAIXA PARA ESPORÃO | DH206

Confeccionada em silicone com aba lateral mais baixa.

Indicada para fascite plantar, bursites do calcanhar e outras afecções da região. Possui abas laterais mais baixas, facilitando a adaptação em calçados sociais.

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Tamanhos | P | M | G | GG |
| Numerações | 33/36 | 37/41 | 41/44 | 45/48 |
| Cor | Translúcido | | | |

Contém 01 par.



PALMILHA ANTI ODOR DH320

Confeccionada em espuma de látex com proteção antimicrobiana.

Indicada para a absorção da umidade produzida pela transpiração, mantendo os pés secos e evitando a proliferação de fungos e bactérias, que causam odor ruim.

| | |
|-----------------|----------|
| Tamanhos | 33 ao 44 |
| Cor | Verde |

Contém 01 par.




PALMILHA PLANA
DE SILICONE | **DH361**

Confeccionada em silicone com formato plano.

Indicada nas entorses, artrites, tendinite no tendão calcâneo, dores plantares e problemas com metatarsos.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | 33 ao 44 |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.




PALMILHA COM ARCO
BRANDO DE SILICONE | **DH372**

Confeccionada em silicone com arco mais brando.

Indicada para apoio do arco longitudinal. Amortece o impacto na marcha e alivia a dor.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | 33 ao 44 |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.




PALMILHA PARA ESPORÃO
DE CALCÂNEO DE SILICONE | **DH370**

Confeccionada em silicone, com ogiva no calcâneo, promovendo alívio acentuado na pressão do calcanhar.

Indicada nas entorses, artrites, tendinite no tendão calcâneo, dores plantares e problemas nos metatarsos.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | 33 ao 44 |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.



PALMILHA PARA ESPORÃO
E PILÓTO METATARSAL DE SILICONE | **DH375**

Confeccionada em silicone com arco, piloto para esporão e metatarso.

Indicada para entorses, artrites, tendinite no tendão calcâneo, dores plantares e problemas de esporão de calcâneo.

| | |
|-----------------|-------------|
| Tamanhos | 33 ao 44 |
| Cor | Translúcido |

Contém 01 par.



PRONO SUPPORT
LS1214

Confeccionada com Tecnologia de Reforço Biomecânico Antipronação (BRT) em TPU, base de amortecimento em poliuretano e gel para alívio do stress no calcanhar, almofada metatarsal para absorção de choque no ante pé e cobertura em tecido de veludo. Possui campo recortável para adaptação de tamanho (escalas por modelo). Podem ser usadas em qualquer calçado esportivo, bem como, sapatos casuais.

Indicada para o controle excessivo de pronação, oferecendo níveis excelentes de absorção de choque e reduz o excesso de pressão nos pés, joelhos e parte inferior das costas. Projetado ainda para tratar e prevenir lesões esportivas comuns, como fascite plantar e tendinite do Tendão Calcâneo.

| | |
|-------------------|----------|
| Numerações | 34 ao 48 |
| Cor | Verde |

Contém 01 par.



EVA AIR PLUS
EVA03006

Confeccionada em EVA com suporte no retropé. A região do calcâneo é côncava, o que favorece ao suporte do arco e acomodação do calcanhar, facilitando inclusive a colocação no calçado. Na região do médio pé possui orifícios para ventilação. A forração superior de baixa fricção auxilia na prevenção de bolhas, bem como, possui a tecnologia Silpure Antimicrobial®, que usa as habilidades naturais da prata para limitar o crescimento de bactérias causadoras de odor. Possui campo recortável para adaptação de tamanho (escalas por modelo).

Indicada na melhora dos pés planos e na absorção de choque, onde altera as forças do solo que atingem o pé durante a atividade, ou seja, ajusta o passo enquanto ajuda a reduzir a pronação.

| | |
|-------------------|----------|
| Numerações | 38 ao 45 |
| Cor | Amarelo |

Contém 01 par.



TOTAL GEL MASSAGER
PGEL0021

Confeccionada com tecnologia de ponta que permite a utilização dos dois lados da palmilha. O lado azul em gel silicone tem função terapêutica e de massagem dos pés. O lado na cor preta, revestida em poliuretano proporciona maciez aos pés, sem invalidar os efeitos do tratamento do silicone. Possui base texturizada para aderir ao interior do calçado, eliminando o deslizamento para maior estabilidade e conforto. Facilmente usadas com a maioria dos estilos de calçados, as inserções de gel versáteis podem ser aparadas para um ajuste personalizado. Possui campo recortável para adaptação de tamanho (escalas por modelo).

Indicada no alívio da dor e pressão causada por esporões, calos e neuromas. Este modelo de palmilha proporciona máxima absorção de choque, ocasionando conforto e proteção para passar longas horas em pé e para atividades físicas, pois massageia os pontos reflexos dos pés. Possui ainda, o arco elevado para apoio, aliviando os sintomas do pé plano.

| | |
|-------------------|-------|
| Numerações | 34/44 |
| Cor | Azul |

Contém 01 par.



DUAL SHOCK ENERGY
TGEL0218

Confeccionada com tecnologia de gel duplo. O gel macio garante um ajuste acolchoado que proporciona maior absorção de choque, enquanto o gel mais firme oferece suporte extra ao pé. Revestida com uma capa macia e luxuosa para maior conforto. Adaptável para qualquer tipo de calçado. Possui campo recortável para adaptação de tamanho (escalas por modelo).

Indicada na prática de esportes em geral, incluindo caminhadas de longa distância, proporcionando conforto, performance e cuidado com os pés.

| | |
|-------------------|----------|
| Numerações | 36 ao 45 |
| Cor | Azul |

Contém 01 par.



SPECIAL JOB
PFM0135

Confeccionada com avançado gel massageador. Solado do retropé com nódulos projetados para estimular o fluxo sanguíneo dos pés. Amortecimento extra proporcionando a absorção de choque e redução de fadiga muscular nos pés e pernas, para que o usuário seja mais produtivo. Arco reforçado, que melhora o equilíbrio e força no pé durante a deambulação. Orifícios respiráveis na região do ante pé, o que favorece pés frescos e secos. Forro com tecido antimicrobiano. Podem ser usadas em botas de trabalho/sapatos, tênis, bem como, sapatos casuais. Possui campo recortável para adaptação de tamanho (escalas por modelo).

Indicada para pessoas que trabalham em superfícies duras o dia todo e sentem desconforto e fadiga em seus pés e pernas, ou mesmo na prática de atividades.

| | |
|-------------------|----------|
| Numerações | 36 ao 45 |
| Cor | Preto |

Contém 01 par.

DILEPÉ®



LOCOMOÇÃO

A linha de auxiliares de locomoção da Dilepé® apresenta uma variedade de produtos, como bengalas, muletas e andadores, todos feitos em alumínio para garantir leveza e durabilidade. Cada item se destaca por características específicas, como tipos de apoio e sistemas de ajuste, proporcionando praticidade e conforto aos usuários.

[IR PARA MENU](#)



Máx: 90 cm
Mín: 70 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
COM REGULAGEM | DB108

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Simples*
Apoio ao solo: *Simples*
Cor: preto; cinza; verde; azul
Tamanho: Único



Altura
91 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
SEM REGULAGEM | DB109

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero e ponteira resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Simples*
Apoio ao solo: *Simples*
Cor: preto; cinza; verde; azul
Tamanho: Único



Mín. 70cm
Máx. 90cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
COLOR | DB110

Confeccionado em alumínio colorido, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Simples*
Apoio ao solo: *Simples*
Cores: azul; bronze; cinza; verde; preto; roxo
Tamanho: Único



Mín. 70 cm
Máx. 90 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
ANATÔMICO | DB118

Confeccionado em alumínio, apoio de mão anatômico em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Anatômico*
Apoio ao solo: *Simples*
Cor: Preto
Tamanho: Único



Mín. 71 cm
Máx. 91 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
SUPPORTS THREE | DB128

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira com três apoios resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Simples*
Apoio ao solo: *Triplo*
Cor: Preto
Tamanho: Único



Mín. 72cm
Máx. 92cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
ANATÔMICO SUPPORTS THREE | DB138

Confeccionado em alumínio, apoio de mão anatômico em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira com três apoios resistente e flexível de poliuretano.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Anatômico*
Apoio ao solo: *Triplo*
Cor: Preto
Tamanho: Único



Min. 74 cm
Max. 91 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
SUPPORTS THREE ARTIC | DB148

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira com três apoios em nylon e poliuretano flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Simples*
Apoio ao solo: *Triplo articulado*
Cor: Preto
Tamanho: Único



Min. 74 cm
Max. 94 cm

BASTÃO DE ALUMÍNIO
ANAT. SUPPORTS THREE ARTIC | DB158

Confeccionado em alumínio, apoio de mão anatômico em copolímero, regulagem de altura através de pino de engate rápido com bucha silenciadora e ponteira com três apoios em nylon e poliuretano flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: *Anatômico*
Apoio ao solo: *Triplo articulado*
Cor: Preto
Tamanho: Único



BASTÃO DE ALUMÍNIO
4 PONTAS | DB221

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino mola, base em ferro e ponteiros em poliuretano resistente e flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: Simples
Apoio ao solo: Quádruplo
Cor: Preto
Tamanho: Único

Min. 79 cm
Max. 96 cm



BASTÃO DE ALUMÍNIO
4 PONTAS MODELO DILEPÉ | DB222

Confeccionado em alumínio, apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino mola, base em copolímero e ponteiros em poliuretano resistente e flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: Simples
Apoio ao solo: Quádruplo
Cor: Preto
Tamanho: Único

Min. 75 cm
Máx. 92 cm



BASTÃO DE ALUMÍNIO
DOBRÁVEL | DB223

Confeccionado em alumínio (dois pontos de dobra), apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino mola e ponteira em poliuretano resistente e flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: Simples
Apoio ao solo: Simples
Cor: Preto
Tamanho: Único

Min. 84 cm
Máx. 95 cm



BASTÃO DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL
SUPPORTS THREE ARTICULADO | DB224

Confeccionado em alumínio (dois pontos de dobra), apoio de mão em copolímero, regulagem de altura através de pino mola e ponteira com três apoios em nylon e poliuretano flexível.

Indicado para auxílio na deambulação e equilíbrio.

Apoio de mão: Simples
Apoio ao solo: Triplo Articulado
Cor: Preto
Tamanho: Único

Min. 88 cm
Máx. 98 cm



MULETA MOD40
COM CALHA ANTEBRAÇO MOD40 | DJL9314L

Confeccionado em alumínio, apoio de braço regulável com alça no antebraço composta por espuma de poliuretano e nylon.

Indicado na deambulação de indivíduos que possuem déficit de equilíbrio.

Apoio de mão: Antebraço com alça/Espuma de PU e Nylon
Apoio ao solo: Simples/ Borracha
Cor: Prata
Tamanho: Único

Altura de Regulagem Mínima: 97 cm
Altura de Regulagem Máxima: 120 cm



BASTÃO MOD36 DEF. VISUAL
DOBR. COM BOLSA ALUM. VERMELHO | DJL936L

Confeccionado em alumínio, três pontos de dobra, apoio de mão com alça e ponteira resistente em nylon.

Indicado para indivíduos com déficit visual.

Apoio de mão: Simples (com alça).
Tamanho: Único

120 cm



DB501



DB502



DB504



DB509



DB510

| CÓDIGO | ITEM | PRODUTO COMPATÍVEL | TAMANHO | COR DISPONÍVEL | QDE POR EMBALAGEM |
|--------|----------|-------------------------|---------|----------------|-------------------|
| DB501 | PONTEIRA | DB221 | 5/8 | PRETA | EMB C/4 |
| DB502 | PONTEIRA | DB108/DB110/DB118/DB223 | ¾ B | PRETA/CINZA | EMB C/10 |
| DB504 | PONTEIRA | DB109 | 7/8 | PRETA/CINZA | EMB C/10 |
| DB509 | PONTEIRA | DB222 | 1" B | PRETA/CINZA | EMB C/10 |
| DB510 | PONTEIRA | DB128 | 3/4 | PRETA/CINZA | EMB C/4 |



MULETA CANADENSE

ARTICULADA FORRADA | **DB200**

Confeccionada com a braçadeira articulada em aço inox forrado, com apoio de mão fixo em nylon e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanhos | INF P M G | | |
|----------------|-----------------|-----|-------|
| 09 reg. Altura | | | |
| Sup. Peso | 130 kg | Cor | Preto |

Suporte de peso: 130 kg

Altura Máx: 80cm-Mín: 62 cm

Inf: Altura Máx: 83 cm-Mín: 64 cm
P: Altura Máx: 91 cm-Mín: 66 cm
M: Altura Máx: 107 cm-Mín: 84 cm
G: Altura Máx: 121 cm-Mín: 98 cm



MULETA CANADENSE

ARTICULADA DELTA | **DB204**

Confeccionada com a braçadeira articulada em polipropileno, com apoio de mão fixo em nylon e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanhos | P M G | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------|
| 11 reg. Altura | | 3 reg. Braçadeira | |
| Sup. Peso | 100 kg | Cor | Preto |

P: Altura Máx: 94 cm-Mín: 70 cm
M: Altura Máx: 110 cm-Mín: 86 cm
G: Altura Máx: 124 cm-Mín: 100 cm



MULETA CANADENSE

COM APOIO INJETADO | **DB210**

Confeccionada com a braçadeira fixa em nylon, com o apoio de mão fixo em nylon e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanho | Único |
|----------------|--------|
| 09 reg. Altura | |
| Sup. Peso | 100 kg |

Altura Máx: 114 cm-Mín: 94 cm



MULETA CANADENSE

COM APOIO INJETADO COLOR | **DB211**

Confeccionada com a braçadeira fixa em nylon, com o apoio de mão fixo em nylon e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanho | Único |
|----------------|--------|
| 09 reg. Altura | |
| Sup. Peso | 100 kg |

Altura Máx: 114 cm-Mín: 94 cm



MULETA CANADENSE

ARTICULADA | **DB214**

Confeccionada braçadeira articulada em nylon, com o apoio de mão fixo em nylon e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanho | Único |
|--------------------|--------|
| 09 reg. Altura | |
| 03 reg. Braçadeira | |
| Sup. Peso | 130 kg |

Altura Máx: 120 cm-Mín: 95 cm



MULETA CANADENSE LITTLE

BRAÇADEIRA FIXA INJETADA | **DB216**

Confeccionada com a braçadeira fixa em polipropileno, com o apoio de mão fixo em polipropileno e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanho | Único |
|--------------------|-------|
| 08 reg. Altura | |
| 03 reg. Braçadeira | |
| Sup. Peso | 80 kg |

Cores: Azul com Vermelho (003); Verde com Amarelo (004); Amarelo com Azul (009); Vermelho com Verde (011); Rosa (010)
 Altura Máx: 91 cm-Mín: 69 cm



MULETA CANADENSE LITTLE

BRAÇADEIRA ARTICULADA INJETADA | **DB218**

Confeccionada com a braçadeira articulada em polipropileno, com o apoio de mão fixo em polipropileno e refletor.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| Tamanho | Único |
|--------------------|-------|
| 08 reg. Altura | |
| 03 reg. Braçadeira | |
| Sup. Peso | 80 kg |

Cores: Azul com Vermelho (003); Verde com Amarelo (004); Amarelo com Azul (009); Vermelho com Verde (011); Rosa (010)
 Altura Máx: 91 cm-Mín: 69 cm



MULETA CANADENSE
STAR APOIO FIXO INJETADO | **DB260**

Confeccionada com a braçadeira fixa em nylon, com o apoio de mão articulado fixo em nylon.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| | |
|------------------|----------------|
| Tamanho | Único |
| | 09 reg. Altura |
| Sup. Peso | 100 kg |

Cores: Cinza, verde, preto, azul, bege

Altura Máx: 115 cm-Mín: 95 cm



MULETA CANADENSE STAR
ARTICULADA INJETADO | **DB264**

Confeccionada com a braçadeira articulada em nylon, com o apoio de mão fixo em nylon.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| | | |
|------------------|----------------|---------------------------|
| Tamanho | Único | |
| | 09 reg. Altura | 03 reg. Braçadeira |
| Sup. Peso | 100 kg | Cor Preto ou Cinza |

Altura Máx: 122 cm-Mín: 99 cm



MULETA AXILAR
DE ALUMÍNIO | **DB300**

Confeccionada com o apoio axilar em poliuretano e TPE, com apoio de mão em poliuretano e aço.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| | | | | |
|------------------|----------------|------------|----------------------|----------|
| Tamanhos | INF | P | M | G |
| | 08 reg. Altura | | 07 reg. apoio de mão | |
| Sup. Peso | 100 kg | Cor | Preta | |

INF: Altura Máx: 83 cm-Mín: 75 cm
P: Altura Máx: 114 cm-Mín: 105 cm
M: Altura Máx: 127 cm-Mín: 119 cm
G: Altura Máx: 139 cm-Mín: 132 cm



MULETA AXILAR
COM REGULAGEM CLICK DE ALUMÍNIO | **DB302 ou DB305**

Confeccionada com o apoio axilar em poliuretano e TPE, com o apoio de mão em poliuretano e nylon.

Indicada para pessoas que não podem manter o membro lesionado no chão ou nos casos de sobrecarga parcial.

| | | | |
|------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Tamanhos | P | M | G |
| | 08 reg. Altura | 05 reg. apoio de mão | |
| Sup. Peso | 120 kg | Cor | DB302 Preto DB305 Grafite |

P: Altura Máx: 121 cm-Mín: 103 cm
M: Altura Máx: 136 cm-Mín: 118 cm
G: Altura Máx: 150 cm-Mín: 133 cm

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| DB303 | Apoio manete | DB500 | PONTEIRA | DB503 | PONTEIRA | DB505 | PONTEIRA |
| COMPATÍVEL: | TAMANHO Único | COMPATÍVEL: | TAMANHO 1/2 | COMPATÍVEL: | TAMANHO 3/4 | COMPATÍVEL: | TAMANHO 1"1/4 |
| DB300 DB302 DB305 | COR Preto | Uso diverso | COR Preto | DB210 DB211 | COR Preto ou Cinza | Muletas de madeira | COR Preto |
| EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | | EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | |
| DB304 | Apoio manete | DB504 | PONTEIRA | DB212 | DB214 | DB511 | PONTEIRA |
| COMPATÍVEL: | TAMANHO Único | COMPATÍVEL: | TAMANHO 7/8 | DB260 DB300 | | COMPATÍVEL: | TAMANHO 1/2 |
| DB300 | COR Preto | DB200 DB302 | COR Preto ou Cinza | DB264 | | DB216 DB218 | COR Preto |
| EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | | | | EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | |
| DB308 | Apoio manete (Click) | | | | | | |
| COMPATÍVEL: | TAMANHO Único | | | | | | |
| DB302 DB305 | COR Preto | | | | | | |
| EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | | | | | | | |





ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

LUXO/COLOR | DB001

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado para auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Sup. de peso | 140 kg | Cores | Bronze ou Grafite | Tamanhos | Adulto e infantil |
| Largura Adulto | 48 cm | Alt. Max | 90 cm | Alt. Mín | 80 cm |
| Largura Infantil | 47 cm | | 80 cm | | 70 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | Apoio ao solo | | Quatro fixos | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

COM RODÍZIO GIRATÓRIO LUXO | DB002

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla, dois apoios fixos posteriores e os dianteiros com rodízio.

Indicado para auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Sup. de peso | 130 kg | Cores | Bronze ou Grafite | Tamanhos | Adulto e infantil |
| Largura Adulto | 50 cm | Alt. Max | 90 cm | Alt. Mín | 80 cm |
| Largura Infantil | 46 cm | | 80 cm | | 73 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | Apoio ao solo: Fixos posteriores | | Dianteiros com rodízios | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

SIMPLES | DB003

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal simples e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado para auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Sup. de peso | 100 kg | Cor | Prata | Tamanhos | Adulto e infantil |
| Largura Adulto | 50 cm | Altura Máx | 90 cm | Altura Mín | 80 cm |
| Largura Infantil | 47 cm | Altura Máx | 80 cm | Altura Mín | 73 cm |
| Barra | Barra frontal Simples | Apoio ao solo | | Quatro fixos | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

COM RODÍZIO FIXO SIMPLES | DB004

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal simples e dois apoios fixos posteriores e os dianteiros com rodízio.

Indicado para auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------|--|-------------------|
| Sup. de peso | 90 kg | Cor | Prata | Tamanhos | Adulto e infantil |
| Largura Adulto | 50 cm | Altura Máx | 90 cm | Altura Mín | 80 cm |
| Largura Infantil | 46 cm | Altura Máx | 80 cm | Altura Mín | 73 cm |
| Barra | Barra frontal Simples | Apoio ao solo | | Posteriores fixos e dianteiros com rodízio | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

MINI | DB005

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado para auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção.

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------------|-------|
| Sup. de peso | 90 kg | Cor | Prata | Tamanho | Mini |
| Largura | 41 cm | Altura Máx | 70 cm | Altura Mín | 60 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | Apoio ao solo | | Quatro fixos | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

MINI COM RODÍZIO | DB006

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla, dois apoios fixos posteriores e os dianteiros com rodízio.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------|--|-------|
| Sup. de peso | 90 kg | Cor | Prata | Tamanho | Mini |
| Largura | 41 cm | Altura Máx | 70 cm | Altura Mín | 60 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | Apoio ao solo | | Posteriores fixos e Dianteiros com rodízio | |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

LUXO | DB008

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Sup. de peso | 140 kg | Cores | Bronze ou Grafito | Tamanhos | Adulto e infantil |
| Largura Adulto | 48 cm | Alt. Max | 90 cm | Alt. Mín | 80 cm |
| Largura Infantil | 47 cm | | 80 cm | | 70 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | | Apoio ao solo | | Quatro fixos |



ANDADOR ARTIC. DOBRÁVEL

STANDARD | DB009

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, com barra frontal dupla e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Sup. de peso | 100 kg | Cores | Prata | Tamanho | Adulto |
| Largura | 50 cm | Altura Máx | 90 cm | Altura Mín | 80 cm |
| Barra | Dupla barra frontal | | Apoio ao solo | Quatro fixos | |



ANDADOR MOD34

DJL915L

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, assento com encosto, bolsa removível, quatro apoios ao solo com rodízios e freios nos apoios de mão.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|---------------|
| Suporte de Peso | 100 kg | Barra | Dupla Frontal |
| Cor | Prata | Altura Mínima | 77 cm |
| Tamanho | Adulto | Altura Máxima | 95,5 cm |
| Largura | 52 cm | Apoio ao Solo | Quatro Fixos |



ANDADOR MOD09

DJL965LHQ

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, assento com encosto, bolsa removível, quatro apoios ao solo com rodízios e freios nos apoios de mão.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Suporte de Peso | 100 kg | Largura | 50 cm |
| Cor | Preto com vermelho | Altura Mínima | 83 cm |
| Tamanho | Adulto | Altura Máxima | 90 cm |
| Profundidade | 66 cm | Profundidade Assento | 35,5 cm |
| Barra | Dupla Frontal | Apoio ao Solo | Quatro Rodízios |



ANDADOR MOD18

DJL969H

Confeccionado em alumínio e aço, com regulagem de altura, cesto frontal, três apoios ao solo com rodízios e freios nos apoios de mão.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| Sup. de peso | 100 kg | Cores | Azul com prata | Tamanho | Adulto |
| Largura | 59 cm | Alt. Max | 98,5 cm | Alt. Mín | 83 cm |



ANDADOR MOD23

DJL9125L

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, barra frontal dupla, apoios ao solo posteriores fixos e dianteiros com rodízio.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Suporte de peso | 100 kg | Tamanho | Adulto |
| Largura | 50 cm | Altura | Max: 96 – Min 78,5 cm |
| Barra: | Dupla barra frontal | Apoio ao solo: | Dianteiros com rodízio + posteriores fixos |



ANDADOR MOD27

DJL9145L(S)

Confeccionado em alumínio, com regulagem de altura, barra frontal simples e quatro apoios fixos ao solo.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Suporte de peso | 80 kg | Cor | Prata | Tamanho | Infantil |
| Largura | 39 cm | Altura Máxima | 61,5 cm | Altura Mínima | 51,5 |
| Barra | Barra frontal simples | | Apoio ao solo | Quatro apoios fixos | |



ANDADOR MOD01

DJL9181LH

Confeccionado em alumínio alumínio, com regulagem de altura, assento com encosto, bolsa removível, e quatro apoios ao solo com rodízios e freios nos apoios de mão.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----------------|------------------------|---------|
| Suporte de peso | 130 kg | Cor | Branco | Tamanho | Adulto |
| Largura | 55,5 cm | Altura Máxima | 94,5 cm | Altura Mínima | 82,5 cm |
| Profundidade | 73 cm | Larg. Assento | 45,5 cm | Profun. Assento | 25,5 cm |
| Apoio ao Solo | | | Quatro Rodízios | | |



ANDADOR MOD24

DJL9632L

Confeccionado em alumínio alumínio, com regulagem de altura, barra frontal simples, quatro apoios fixos ao solo e dois níveis de altura para os apoios de mão.

Indicado no auxílio às pessoas com dificuldade de locomoção, seja por alterações de equilíbrio ou por pós-operatório de cirurgias de membros inferiores.

| | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| Suporte de peso | 100 kg | Cor | Prata | Tamanho | Adulto |
| Largura | 53,5 cm | Altura Máxima | 100 cm | Altura Mínima | 80 cm |
| Barra | Frontal | | Apoio | Quatro fixos | 25,5 cm |



| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| DB502 | | PONTEIRA | |
| COMPATÍVEL: | | TAMANHO | 3 / 4 B |
| DB005 | DB006 | COR | PRETO OU CINZA |
| DB009 | | EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | |



| | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|----------------------|
| DB506 | | PONTEIRA | |
| COMPATÍVEL: | | TAMANHO | 1" |
| DB001 | DB002 | COR | PRETO OU CINZA |
| DB003 | DB004 | EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | |
| DB008 | | | |

DILEPÉ®



Os bancos para banho da Dilepé® são fabricados em alumínio com tratamento externo, garantindo leveza e resistência. Seu assento antiderrapante em forma côncava oferece segurança e apoio ao usuário ao sentar. Além disso, possuem alças laterais para auxiliar nos movimentos de sentar e levantar, e orifícios para drenagem de líquidos. Esses bancos se diferenciam principalmente em duas categorias: encosto e reforço no apoio ao solo. As regulagens são feitas por pinos mola, proporcionando ajustes rápidos e seguros. As ponteiros de borracha, com design especial, garantem maior estabilidade ao banco.

AUXÍLIO AO LEITO

[IR PARA MENU](#)



BANCO PARA BANHO DJL736LQ | MOD22

Confeccionado em alumínio, com encosto, alças laterais e regulagem de altura. Indicado para auxílio durante o banho para indivíduos com dificuldade de equilíbrio.

Assento: Alças Laterais Removíveis/Polietileno | Apoio das costas: Simples/Polietileno
 Apoio ao solo: 4 apoios fixos/Borracha | Cor: Branco
 Tamanho: Único | Suporte de peso: até 130 kg
 Medida: Alt. assento Máx: 36 cm | Mín: 66 cm | Largura: 40,5 cm
 Alt. encosto Máx: 79 cm | Mín: 69,5 cm



BANCO PARA BANHO DJL797L | MOD17

Confeccionado sem encosto, com alças laterais e regulagem de altura. Indicado para auxílio durante o banho para indivíduos com dificuldade de equilíbrio

Assento: Simples com alças/Polietileno | Apoio das costas: Não aplicável
 Apoio ao solo: 4 apoios fixos/Borracha | Cor: Branco
 Tamanho: Único | Suporte de peso: até 130 kg
 Medida: Alt. assento Máx: 45 cm | Mín: 34,5 cm | Largura: 50 cm



BANCO PARA BANHO DJL797LH | MOD24

Confeccionado sem encosto, com alças laterais, reforço transversal e regulagem de altura. Indicado para auxílio durante o banho para indivíduos com dificuldade de equilíbrio.

Assento: Simples com alças/Polietileno | Apoio das costas: Não aplicável
 Apoio ao solo: 4 apoios fixos com reforço/Borracha | Cor: Branco
 Tamanho: Único | Suporte de peso: até 170 kg
 Medida: Alt. assento Máx: 52,5 cm | Mín: 34,5 cm | Largura: 50 cm



BANCO PARA BANHO DJL798L | MOD14

Confeccionado em alumínio com encosto, alças laterais e regulagem de altura. Indicado para auxílio durante o banho para indivíduos com dificuldade de equilíbrio.

Assento: Simples com alças/Polietileno | Apoio das costas: Simples/Polietileno
 Apoio ao solo: 4 apoios fixos/Borracha | Cor: Branco
 Tamanho: Único | Suporte de peso: até 130 kg
 Medida: Alt. assento Máx: 45 cm | Mín: 34,5 cm | Largura: 50 cm
 Alt. encosto Máx: 84 cm | Mín: 73,5 cm



BANCO PARA BANHO DJL798LH | MOD25

Confeccionado em alumínio com encosto, alças laterais, reforço transversal e regulagem de altura. Indicado para auxílio durante o banho para indivíduos com dificuldade de equilíbrio.

Assento: Simples com alças/Polietileno | Apoio das costas: Simples/Polietileno
 Apoio ao solo: 4 apoios fixos com reforço/Borracha | Cor: Branco
 Tamanho: Único | Suporte de peso: até 170 kg
 Medida: Alt. assento Máx: 45 cm | Mín: 34,5 cm | Largura: 50 cm
 Alt. encosto Máx: 84 cm | Mín: 73,5 cm



| DB508 | PONTEIRA | |
|----------------------|--------------------------|-------|
| COMPATÍVEL: | TAMANHO | 26 mm |
| Com todos os bancos. | COR | CINZA |
| | EMBALAGEM COM 4 UNIDADES | |

DILEPÉ



ACESSÓRIOS ORTOPÉDICOS

A Família de Acessórios Ortopédicos oferece uma ampla gama de produtos acessórios projetados para auxiliar o usuário durante sua recuperação, tratamento e/ou reabilitação, dependendo do modelo escolhido. Esses acessórios são de fácil manipulação e podem ser utilizados tanto em ambientes hospitalares quanto residenciais.

IR PARA MENU



FISIO MIX | DH276


Confeccionadas em poliuretano com diversos formatos.

Indicadas para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Vasilhame constituído por um mix da Família DILEBALL (exceto DH275 esfera com pontas).

Contém 12 unidades




AMERICAN BALL | DH070

Confeccionada em poliuretano com formato de bola de baseball.

Indicada para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 12 unidades




ESFERA PARA FISIOTERAPIA | DH270

Confeccionada em poliuretano com formato de esfera.

Indicada para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 15 unidades




CORAÇÃO PARA FISIOTERAPIA | DH271

Confeccionado em poliuretano com formato de coração.

Indicada para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 15 unidades




MORANGO PARA FISIOTERAPIA | DH272

Confeccionado em poliuretano com formato de morango.

Indicada para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 15 unidades



FISIOCONE PARA FISIOTERAPIA | DH300

Confeccionado em poliuretano com formato de cone.

Indicado para exercícios de massagem nas mãos, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 12 unidades




ESFERA COM PONTAS PARA FISIOTERAPIA | DH275

Confeccionada em P.V.C com formato de esfera com pontas.

Indicada para exercícios de massagem nas mãos, pés e costas, estimulando a circulação sanguínea e flexão de dedos.

Cores: Diversas

Contém 12 unidades



BOLSA TÉRMICA FLEXÍVEL | DG017 ou DG018

Confeccionada com material que não deixa o líquido interno vazar, mantém a temperatura por um período maior de tempo, podendo ser usada para quente ou frio.

Indicada da bolsa fria: Febre, cefaleias (dores de cabeça), hemorragias, queimaduras, escoriações, hematomas, edemas, pós-operatório de cirurgia plástica e dentária.

Indicação da bolsa quente: Cólicas menstruais e intestinais, dores reumáticas e de ouvido, abscessos, dores na coluna e torcicolos.

Cor: Laranja

Tamanhos: P (DG017) - G (DG018)




ATADURA ELÁSTICA | DC046, DC047 e DC048

Confeccionada em elástico resistente e macio com fixação através de presilhas metálicas.

Indicada para a prevenção de lesões musculares e articulares em atividades físicas, bem como, para enfaixamentos compressivos em casos de varizes, pós-operatórios, edemas e enfaixamento de coto de amputação.

Cor: Bege

| | |
|--------------|--------------------------------|
| DC046 | Tamanho: 10 cm x 130 cm |
| DC047 | Tamanho: 10 cm x 300 cm |
| DC048 | Tamanho: 12 cm x 300 cm |




COLCHÃO CAIXA DE OVO | DS010

Confeccionado em espuma de poliuretano macia.

Indicado para prevenção das ulcerações na pele causadas por pressão constante (LPP).

Cor: Azul

Medida: 188 cm x 90 cm




COXIM | DS040

Confeccionado em espuma de poliuretano macia.

Indicado para prevenção das ulcerações na pele causadas por pressão constante (LPP).

Cor: Azul

Medida: 41 cm x 26 cm




ALMOFADA QUADRADA EM ESPUMA | DS045

Confeccionada em espuma de poliuretano macia.

Indicada para prevenção das ulcerações na pele causadas por pressão constante (LPP).

Cor: Azul

Tamanho: 38 cm x 26 cm



ALMOFADA PARA ABDUÇÃO | DS052

Confeccionada em espuma de poliuretano de fácil aplicação, se molda a perna do paciente de forma confortável.

Indicada para o posicionamento dos membros inferiores em abdução, principalmente nos casos de pós-cirurgia de artroplastia de quadril.

Cor: Azul

Tamanho: Único

Circunf. coxa: Até 62 cm




PROTETOR PARA CALCANHAR - DS030

Confeccionado em espuma de poliuretano macia e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para prevenção das ulcerações na pele causadas por pressão constante (LPP).

Cor: Azul
Tamanho: Único





PROTETOR PARA COTOVELO - DS035

Confeccionado em espuma de poliuretano macia e fechamento através de fechos de contato.

Indicado para prevenção das ulcerações na pele causadas por pressão constante (LPP).

Cor: Azul
Tamanho: Único



ALMOFADA DE AR QUADRADA - DJ200

Confeccionado em p.v.c. com design anatômico, que permite o fluxo normal da circulação sanguínea nas áreas do corpo submetidas à pressão causada pela permanência em uma mesma posição por um longo período de tempo.

Indicado na prevenção e tratamento da LPP – Lesão por Pressão (Escaras), usuários de cadeira de rodas, pessoas com má circulação de sangue, dores e lesões no cóccix, pessoas que permanecem sentadas por longos períodos, tratamento de Hemorroidas, recuperação de pós-operatório e redução de pressão óssea.

Cor: Verde
Tamanho: 45cm x 45cm



ALMOFADA DE AR REDONDA - DJ201

Confeccionado em p.v.c. com design anatômico, que permite o fluxo normal da circulação sanguínea nas áreas do corpo submetidas à pressão causada pela permanência em uma mesma posição por um longo período de tempo.

Indicado na prevenção e tratamento da LPP – Lesão por Pressão (Escaras), usuários de cadeira de rodas, pessoas com má circulação de sangue, dores e lesões no cóccix, pessoas que permanecem sentadas por longos períodos, tratamento de Hemorroidas, recuperação de pós-operatório e redução de pressão óssea.

Cor: Verde
Tamanho: 45cm



COMADRE - DS240

Confeccionado em polietileno resistente e apoio de mão para facilitação no posicionamento e remoção.

Indicado para a coleta de urina de pessoas com dificuldade de locomoção.

Cor: Branco
Litragem: Até 2 litros.



PAPAGAIO - DS270

Confeccionado em polietileno resistente e alça para facilitação no posicionamento e remoção.

Indicado para a coleta de urina de pessoas com dificuldade de locomoção.

Cor: Branco
Litragem: Até 1 litro e 400ml.

DILEPÉ  [®] | CUIDANDO DO
SEU BEM ESTAR.

dilepe.com.br |     



Dilepé®
Rua Amoresco, 25 | CEP: 03680.070
São Paulo/SP | Brasil | CNPJ 73.142.960/0001-60